

**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO VII**


380150 5



**OBŁOŻENIE PARTUS 180/24F**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego w ułożeniu litotomijnym, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm wypełniony folią chirurgiczną i worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i podłączenie ssaka ..... 180x240 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x180 1



**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO VIII**


694135 4/8



**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów ..... 175/250x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka ..... 90x120 1
3. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
4. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
5. osłona na stolik Mayo ..... 79x145 1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1




**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO IX**

903355 4/8



rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający duży worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów ..... 175/250x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka ..... 90x120 1
3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną ..... 50x50 1
4. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
5. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
6. osłona na stolik MAYO ..... 79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1



**ZESTAW PORODOWY III**

914341 5/20



**DELIVERY SET**

rozmiar szt.

1. foliowany wysoko chłonny podkład ..... 60x90 1
2. serwety chirurgiczne ..... 50x60 2
3. ręczniki (do owinięcia noworodka) ..... 56x80 2
4. ręczniki chłonne ..... 18x26 6
5. kompresy włókninowe ..... 10x10 20
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 100x150 1