

## ZESTAW DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ I 903020 5/10




### GYNAECOLOGY AND LAPAROSCOPY SET

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymiarach 200x320 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 25 cm, górna podstawa 14 cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczonej o wymiarach 6x15 cm. Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów o wymiarach 38x33 cm wyposażona w sztywnik ..... 200x320 1
2. serweta samoprzylepna trójwarstwowa ..... 50x50 1
3. taśmy samoprzylepne ..... 9x49 2
4. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
5. osłona na stół MAYO ..... 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

S



## ZESTAW DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ II 380162 6




### OBŁOŻENIE LAPARO GYN

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm ..... 180/260x220 1
2. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x180 1

S



## ZESTAW DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ III 380342 5




### ZESTAW MULTIPLEX LAPARO GYN 180/270

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm ..... 180/260x220 1
2. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
3. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem ..... 2x15x40 1
4. osłona na stół MAYO ..... 79x145 1
5. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1

S



## ZESTAW DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ IV 380410 5



### ZESTAW MULTIPLEX LAPARO GYN 180/27R

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 20x25 cm ..... 180/260x220 1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP ..... 2x23 1
3. czerwona osłona na stół MAYO ..... 80x145 1
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x200 1

S