

S

## ZESTAW DO ANGIOGRAFII V


380291 4



### ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 220/301

rozmiar szt.

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| 1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 220x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepienie otwory w okolicach tt. udowych (Ø 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x75 cm | 220x300 | 1 |
| 2. ręczniki chłonne  | 30x40   | 4 |
| 3. osłona na głowicę RTG   | Ø 50    | 1 |
| 4. osłona na ekran radiologiczny   | Ø 80    | 1 |
| 5. serweta na stół - (owinięcie zestawu)   | 150x200 | 1 |



S

## ZESTAW DO ANGIOGRAFII VI


380293 2



### ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 220/303

rozmiar szt.

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 220x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa niezaslepienie otwory w okolicach tt. udowych (Ø 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x75 cm | 220x300 | 1 |
| 2. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach  | XL      | 1 |
| 3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS  | L       | 1 |
| 4. ręczniki chłonne   | 30x40   | 4 |
| 5. osłona na głowicę RTG  | Ø 50    | 1 |
| 6. osłona na ekran radiologiczny  | 80x100  | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)  | 150x200 | 1 |



S

## ZESTAW DO ANGIOGRAFII VII


380439 6



### OBŁOŻENIE DO ANGIOGRAFII ANGIO

rozmiar szt.

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 235x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepienie otwory w okolicach tt. udowych (Ø 9 cm) otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa zaślepienie otwory eliptyczne w okolicach tt. promieniowych (Ø 9 cm) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x150 cm | 235x300 | 1 |
| 2. serweta na stół - (owinięcie zestawu)  | 150x180 | 1 |



S

## ZESTAW DO ANGIOGRAFII VIII

380295 2



### ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 220/305

rozmiar szt.

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 235x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepienie otwory w okolicach tt. udowych (Ø 9 cm) otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa zaślepienie otwory eliptyczne w okolicach tt. promieniowych (Ø 9 cm) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x150 cm | 235x300 | 1 |
| 2. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach  | XL      | 1 |
| 3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS  | L       | 1 |
| 4. ręczniki chłonne   | 30x40   | 4 |
| 5. osłona na ekran radiologiczny  | Ø 80    | 2 |
| 6. pojemniki plastikowe   | 500 ml. | 2 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)  | 150x200 | 1 |