




ZESTAW DO ARTROSKOPII Z TORBĄ III


60102

4/8

BARRIER
NO COMPROMISE IN SECURITY

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu 230x320 1
2. serweta na stółk 150x190 1
3. osłona na kończynę 22x75 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. osłona na stółk MAYO 79x145 1
7. osłona na stółk - (owinięcie zestawu) 150x190 1



ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE I (wzmocniony)


60209

5/10

BARRIER
NO COMPROMISE IN SECURITY

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów 230x315 1
2. serweta na stółk 150x190 1
3. osłona na kończynę 22x75 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. wzmocniona osłona na stółk MAYO 79x145 1
7. wzmocniona serweta na stółk (owinięcie zestawu) 150x190 1



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO I

380302


3

AKT

ZESTAW MULTIPLEX COXA 200/29C

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny 150x240 1
2. serweta chirurgiczna dolna z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną 200x290 1
3. osłona na kończynę 37x105 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 3
5. ręczniki chłonne 30x40 2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 1
7. czerwona osłona na stółk MAYO 80x145 1
8. osłona na stółk - (owinięcie zestawu) 150x200 1



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO II

380299

3

AKT

ZESTAW MULTIPLEX COXA 200/290

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm 150x240 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną 200x290 1
3. osłona na kończynę 37x105 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 3
5. ręczniki chłonne 30x40 2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 1
7. osłona na stółk MAYO 79x145 1
8. osłona na stółk - (owinięcie zestawu) 150x200 1