




ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO VI

60609


4/8

BARRIER
NO COMPROMISE IN SECURITY

ZESTAW DO BIODRA

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 200x260 1
3. serweta chirurgiczna 75x90 1
4. serweta na stół 150x190 1
5. osłona na kończynę 32x120 1
6. taśmy samoprzylepne 9x49 2
7. ręczniki chłonne 18x25 4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo 79x145 1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x190 1



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO VII

60602


3/6

BARRIER
NO COMPROMISE IN SECURITY

ZESTAW BIODRO Z TORBĄ 230/300X330 CM

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22 cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenażu. Serweta wyposażona jest w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP 230/300x330 1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną 75x75 2
3. serweta na stół 150x190 1
4. osłona na kończynę 32x120 1
5. taśmy samoprzylepne 9x49 2
6. ręczniki chłonne 18x25 4
7. wzmocniona osłona na stół MAYO 79x145 1
8. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x190 1



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO VIII (DHS)

380536


3

AKT

ZESTAW DO OP. BIODRA MULTIPLEX COXA

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zespolień śródszpikowych o wymiarach 240x290 cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory o wymiarach 15x45 cm wypełnione folią chirurgiczną. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 75x210 cm 240x290 1
2. taśma samoprzylepna 9x49 1
3. ręczniki chłonne 30x40 2
4. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 50x30 1
5. osłona na stół MAYO 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO IX (DHS)

380537

3

AKT

OBŁOŻENIE DO OPERACJI BIODRA COXA

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zespolień śródszpikowych o wymiarach 240x290 cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory o wymiarach 15x45 cm wypełnione folią chirurgiczną. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 75x210 cm 240x290 1
2. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1