

ZESTAW DO OPERACJI BARKU III


380276 5



ZESTAW MULTIPLEX BRACHIUS 180/220

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 200x150 cm, z wycięciem U o wymiarach 50x10 cm z taśmą samoprzylepną	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	220x180	1
3. osłona na kończyne	37x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x180	1




ZESTAW DO OPERACJI BARKU Z TORBĄ I

60002 4/8



rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów	240x170	1
2. serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwa chłonna	230x295	1
3. osłona na kończyne	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1




ZESTAW Z SERWETĄ Z WYCIĘCIEM U I

60617 6/12



rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	240x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230x150 cm z wycięciem U o wymiarach 7x65 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	230x150	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1



ZESTAW Z SERWETĄ Z WYCIĘCIEM U II

60620 5/10



rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	240x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna 90x75 cm z taśmą samoprzylepną	90x75	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1