



INHALATOR DYSZOWY NEBULFLAEM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

medbryt[®]

04-853 Warszawa, ul. Zagajnikowa 20

www.medbryt.com.pl

e-mail: office@medbryt.com.pl

tel. (+48 22) 846 55 94

fax (+48 22) 846 22 00

Inhalator Nebulflaem to bardzo trwałe urządzenie przeznaczone do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych. Posiada w wyposażeniu wydajną głowicę Rapid Flaem 4, która zapewnia skuteczną i komfortową inhalację najniższych obszarów płuc. Trwała sprężarka inhalatora umożliwia częste użytkowanie przez długi okres czasu i dlatego świetnie nadaje się do intensywnej pracy w szpitalu.

Zastosowanie:

- Leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, mukowiscydoza, alergie, pochnp i inne
- Leczenie stanów zapalnych nosa, gardła i krtani, stany wyczerpania głosowego
- Nawilżanie górnych dróg oddechowych solą fizjologiczną
- Do użytkowania w szpitalu i w domu

Zalety:

- Wydajna głowica rozpylająca Rapidflaem 4
- Dobrze rozpyła nawet małe ilości leku
- Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych
- Duża depozycja płucna
- Oszczędne podawanie leku, dzięki specjalnemu zaworowi
- System zaworów wdechowo-wydechowych zwiększający wydajność głowicy
- Cicha, lekka i trwała sprężarka
- Prostota obsługi
- 24 miesiące gwarancji i serwis

DANE TECHNICZNE:			
- wydajność sprężarki (bez obciążenia)	14 l/min	- max. pobór mocy	130VA
- pojemność zbiornika głowicy	max. 7 ml	- klasa ochronności	II
- śr. średnica cząstek (MMAD)*	2,45 µm	- poziom hałasu	55 dB (A)
- frakcja respirabilna (% cząstek <5µm)*	86%	- wymiary	200x270x105mm
- wydajność aerozolu	0,65 ml/min	- waga	2,3 kg
- zasilanie z sieci prądu zmiennego	230V,50Hz	- do stosowania ciągłego	

* Certyfikowane z wykorzystaniem komputerowego systemu laserowego TSI Aerosizer 3220, w zgodności z wewnętrznymi procedurami producenta.

** Wartości średnie mierzone na 0.9% roztworze solanki w zgodności z wewnętrznymi procedurami producenta.

WYPOSAŻENIE:			
- głowica rozpylająca RF 4	szt. 1	- ustnik	szt. 1
- przewód doprowadzający powietrze	szt. 1	- końcówka nosowa mała	szt. 1
- maska dla dzieci	szt. 1	- końcówka nosowa duża	szt. 1
- maska dla dorosłych	szt. 1	- zaworek oszczędzania leku	szt. 1

ZAPEWNIAMY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ CIĄGLĄ SPRZEDAŻ WSZYSTKICH AKCESORIÓW.