



## INHALATOR DYSZOWY ATOMISOR AMSA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe

**medbryt**<sup>®</sup>  
ul. Zagajnikowa 20 Sp. z o.o.  
04-853 Warszawa

office@medbryt.com.pl  
www.medbryt.com.pl

tel.: (+48 22) 846-55-94  
fax: (+48 22) 846-22-00

# INHALATOR DYSZOWY ATOMISOR AMSA

**Inhalator dyszowy AMSA** - to unikalny sprzęt przeznaczony do leczenia chorób ucha środkowego, trąbki Eustachiusza, zatok przynosowych a w szczególności upośledzonej drożności trąbki słuchowej.

Urządzenie ma możliwość wytwarzania wibroaerozolu, czyli aerozolu wzbogaconego o dodatkową energię pochodzącą z nałożenia nań fali akustycznej o częstotliwości 100 Hz. i podawania go pod krótkotrwałym nadciśnieniem. Dzięki temu nadciśnieniu aerozol penetruje do ucha środkowego poprzez trąbkę słuchową Eustachiusza i do zatok nawet poprzez otwory o upośledzonej drożności. W inhalatorze AMSA nadciśnienie uruchamiane jest automatycznie poprzez przełykanie. Czynność przełykania powoduje otwarcie ujścia trąbki słuchowej z jednoczesnym zamknięciem jamy nosowej poprzez uniesienie podniebienia miękkiego. Przez odpowiednią końcówkę nosową nadciśnienie włącza wibroaerozol do trąbki słuchowej i ucha środkowego. Powtarzanie tego procesu powoduje naturalną fizjoterapię trąbki.

Badania dowodzą, że penetracja wibroaerozolu z nadciśnieniem jest 100 razy lepsza niż aerozolu wytwarzanego zwykłymi metodami.

**Inhalator dyszowy AMSA** – jest przeznaczony do pracy w szpitalach, sanatoriach, w prywatnych praktykach lekarskich, a także w warunkach domowych.

DANE TECHNICZNE:			
średnica cząstek (średnia) MMAD:	2,2 $\mu\text{m}$	wymiary:	330x250x200 mm
wydatek leku :	0,20 ml/min	waga:	8,2 kg
pojemność nebulizatora:	min.3 ml-max 12 ml	przystosowany do podawania wszystkich rodzajów leków	
sprężarka obudowa	230 V 50 Hz metalowa	do użytku ciągłego	

WYPOSAŻENIE:			
<b>Zestaw inhalacyjny MS1:</b>			
nebulizator	szt.1	końcówka nosowa	szt.1
przewód doprowadzający powietrze	szt.1	dozownik	szt.1
przewód do przekazywania pulsacji	szt.1		

**ZAPEWNIAMY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ CIĄGLĄ SPRZEDAŻ WSZYSTKICH AKCESORIÓW.**