


PULSOKSYMETR MD 2000A FIRMY: MED CHOICE



ŁATWY W OBSŁUDZE

- SpO₂ WYŚWIETLANE NA EKRANIE LED
- SpO₂ WYŚWIETLANE W CZASIE RZECZYWISTYM
- DUŻY EKRAŃ 3,5" LCD

WSZECHSTRONNY

- ODPOWIEDNI DLA DOROSŁYCH I DZIECI
- STOSOWANY W KLINIKACH I SZPITALACH
- DOSKONAŁY DO TERAPII DOMOWEJ

DUŻA PAMIĘĆ

- PONAD 72 GODZINY PRZECHOWYWANIA DANYCH
- ARCHIWUM DANYCH DLA PONAD 100 PACJENTÓW

PRAKTYCZNY

- TYLKO 1 KILOGRAM WAGI
- UCHWYT UŁATWIAJĄCY PRZENOSZENIE



DANE TECHNICZNE

SpO₂

Ranga pomiaru	0% - 100%
Rząd błędu	80% - 100% ± 2% 70% - 79% ± 3%

PULS

Pomiar	30 - 235 bpm
Dokładność	1 bpm
Rząd błędu	30 - 100 ± 2bpm 101 - 235 ± 2%

WYMIARY

- Rozmiar: 296mm x 170mm x 96mm
- Waga: 550g (bez baterii)

SKŁAD ZESTAWU

- Czujnik SpO₂ dla dorosłych
- Bateria wewnętrzna
- Instrukcja obsługi w języku polskim

ZAPIS DANYCH

- Zapis danych dla 100 pacjentów
- Przechowywanie danych do 72 godzin

PRZEKAZ DANYCH

- Kabel do przesyłu danych
- Możliwość podłączenia do sieci
- Zgodny z centralnym systemem monitorowania

ALARM

Pulsoksymetr MD 2000A posiada wiele alarmów:

- SpO₂
- puls
- sprawdź czujnik na palcu
- niskie napięcie

Tryby:

- 3 poziomy alarmu audiowizualnego
- kod błędu

Zakres alarmów:

Parametry	SpO ₂ (rpm)	Puls (bpm)
Górny	71-100	31-235
Dolny	70-99	30-234

BATERIA

- Wbudowana bateria do ładowania
- Czas działania: ok. 24 godzin bez drukowania

WYŚWIETLACZ

- 3.5" LED
- Ekran LCD

KLASYFIKACJA

- Bezpieczeństwo IEC 60601-1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Drukarka termiczna
- Czujnik SpO₂ dla dzieci
- Czujnik SpO₂ dla noworodków