



Sprzęt
Medyczny

Bezinwazyjny miernik Bilirubiny **MBJ 20**



Bezinwazyjny

Wynik w 3 sekundy

Przenośny

NOWOŚĆ

MBJ20 jest ręcznym urządzeniem używanym w dynamicznej diagnostyce żółtaczk noworodków. Można natychmiastowo i nieinwazyjnie oznaczyć przezskórne stężenie bilirubiny odpowiadające stężeniu bilirubiny w surowicy, umieszczając detektor na skórze noworodka. To zapobiega dyskomfortowi związanemu z pobieraniem krwi u noworodków, zmniejsza koszty, zapewnia natychmiastowy wynik, podnosi efektywność lekarzy i pielęgniarek.

Parametry:

Zasilanie: 2x AA 1.5V baterie
Wyświetlacz: LCD 3 segmentowy
Wskaźnik gotowości: zielona dioda
Zakres pomiarowy: 0.0mg/d L - 30.0 mg/d L
Dokładność: niskie: (+17umol/L) \pm 1.0 mg/d L ;
pozostałe (+25.5umol/L) \pm 1.5 mg/d L
Czas gotowości: <12 sekund
Pamięć: ostatnie 20 pomiarów
Certyfikaty: ISO oraz CE medyczne

Podstawowe zalety :

bezinwazyjny miernik bilirubiny
szybki precyzyjny wynik
lekki i poręczny
zasilany bateriami

Cito ul. Hynka 9A,
60-408 Poznań



Biuro ul. Stróżyńskiego 29/6
60-688 Poznań

NIP: 781-160-46-23,
Regon: 301714212



tel. 61 646 08 24
fax 61 649 15 27



www.cito24.pl
www.cito-sklep.pl



biuro@cito24.pl