

Nowe koła aluminiowe

New aluminium wheels / *Neue Aluminiumräder*



Recomedic
www.recomedic.com

Recomedic
REHAB

Świeży design, felgi dostępne w kolorze czarnym i srebrnym

Fresh design, rims available in black and silver color

Frisches Design, Felgen in schwarz und silber erhältlich

Dane techniczne / technical data / technische Daten:

średnica zewnętrzna, outer diameter, *Aussendurchm.*: 100, 125, 150mm

szerokość koła, wheel width, *Radbreite*: 36mm

szerokość piasty, hub width, *Nabenlänge*: 46mm

na oś, for axle, *für Achse*: 8mm







RECOMEDIC S.C. - Eugeniusz Mącznik, Damian Mącznik + Ul. Paderewskiego 3B + 59-400 Jawor

Tel.: +48 76 8707070 + Fax: +48 76 8707020 + E-mail: info@recomedic.com

NIP: PL 695-151-83-89 + REGON: 021652210

www.recomedic.com