



ACORN  
STAIRLIFTS



LIFT  
PLUS<sup>PL</sup>

# PERFEKCYJNY WYBÓR DLA TWOJEGO DOMU



## Krzeselko ACORN IN

- MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE
- ŁATWE W OBSŁUDZE , NAWET DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ
- WYPOSAŻONE W CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA
- PAS BAZPIECZEŃSTWA
- BEZPROBLEMOWA INSTALACJA

## ŁATWA INSTALACJA

- NIE KONIECZNE SĄ OKABLOWANIA - NIE MA POTRZEBY INSTALOWANIA DROGICH URZĄDZEŃ PODŁĄCZANYCH DO GŁÓWNYCH SIECI ZASILANIA.

## ŁATWOŚĆ UŻYCIA

- TECHNOLOGIA GŁADKIEGO STARTU I STOPU - NIE MA ŻADNYCH WSTRZĄSÓW ANI POCHYLEŃ PODCZAS STARTU ANI NA KONIEC PODRÓŻY.
- SKŁADANE SIEDZENIE I OPARCIE NA NOGI - PO ZŁOŻENIU KRZESEŁKA, SCHODY SĄ CAŁKOWICIE DOSTĘPNE DLA POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW CZY GOŚCI.
- WYŚWIETLACZ CYFROWY - WIDOCZNY Z TYŁU WAGONIKA, POKAZUJE WYRAŹNIE GDY KRZESEŁKO JEST WE WŁAŚCIWEJ DO UŻYCIA POZYCJI, RÓWNIEŻ DOSTARCZA POTRZEBNYCH INFORMACJI W PRZYPADKU USTERKI.

## BEZPIECZNE W UŻYCIU

- ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE SYSTEMY HAMOWANIA ELIMINUJĄ PRAWDOPODOBIEŃSTWO NIEKONTROLOWANEGO ZJAZDU.
- SENSORY LIMITU, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ZATRZYMANIE SIĘ KRZESEŁKA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI.





# JAKOŚĆ JAZDY KRZESEŁKA ACORN IN

Komfortowa jakość jazdy jest atrybutem unikalnie profilowanej szyny i systemu rolek, w połączeniu z systemem prądu stałego i zębatek. Inne krzeselka dźwigowe posiadają najczęściej cztery lub sześć rolek, ACORN IN ma ich osiem, co daje conajmniej czterokrotnie lepszą przyczepność niż w przypadku sprzętu konkurencyjnego. Rolki doskonale dopansowane są do unikalnej, dwururowej szyny. Zapewnia to najpłynniejszą, najcichszą i najbardziej luksusową jakość jazdy. Ponadto poczucie bezpieczeństwa i stabilności podczas używania krzeselka.

# Zabezpieczenia krzesła dźwigowego ACORN IN

Krzesło dźwigowe ACORN IN posiada w standardzie następujące zabezpieczenia:

Elektroniczny i mechaniczny system hamowania

Czujniki limitu

Elektroniczne i mechaniczne systemy hamulcowe


Pas bezpieczeństwa



Zamykany włącznik on / off

Zamykany fotel obrotowy

Krzesełko ACORN IN. Najwyższa technologia wykonania



# ACORN

## STAIRLIFTS

Zdalne sterowanie ręczne pozwalające użytkownikom przywołać lub wysłać windę w górę/dół schodów.

Latwe w obsłudze kontrolki

Pas bezpieczeństwa

Obrotowe siedzenie zapewniające brak konieczności skręcania ciała poza limit

Wyswietlacz diagnostyczny informujący użytkownika o statusie urządzenia




Wyściełane siedzisko i oparcie


Składane ramiona, podnózek i siedzisko umożliwiają łatwy dojazd do schodów.

Zamykany włącznik on/off pozwalający zapobiec użyciu krzeselka przez osoby postronne

Pięć czujników bezpieczeństwa zatrzymujących urządzenie automatycznie w razie napotkania przeszkody



ACORN SuperSlide 120



# ACORN IN DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

Winda posiada wszystkie cechy bezpieczeństwa i komfortu jakimi charakteryzują się krzeselka wewnętrzne, ale jest zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie do użytku na zewnątrz domów.





Ciesz się domem który kochasz.



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk, Spółka Jawna  
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy  
NIP: 5732847661; KRS: 0000490001; REGON: 243435020  
tel./fax: +48 34 314 03 10 email: [biuro@liftplus.pl](mailto:biuro@liftplus.pl)

