



Winda **peronowa**

W 300



- Wysokość podnoszenia 1.005mm
- Łatwość obsługi
- Ruchoma, także jeśli załadowana
- Niezależna od lokalizacji

Żyj. Niezależnie.

W 300

Bezpieczna i równocześnie szybka do przemieszczenia w kilka sekund - to są główne wymagania dla systemów podnoszenia, które są zgodne z transportem kolejowym. Podczas wsiadania, wysiadania i zmiany pociągu liczy się każda sekunda.

Przyspieszona

WG 300 pasuje do potrzeb każdego systemu transportu kolejowego. Jest niezwykle szybka i łatwa do obsługi tylko przez jedną osobę, z lub bez wózku na niej. I najbardziej ekscytujące: nawet ciężkie wózki inwalidzkie do 320 kg są podnoszone i przenoszone w ciągu zaledwie kilku sekund.

Z napędem hydraulicznym

Podnosnik nie korzysta z energii elektrycznej.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania hydraulicznego może być obsługiwany przez każdego. Pompa hydrauliczna podnosi cały system aż do 1.005 milimetrów bardzo, bardzo szybko. Jeśli szukasz elastycznego podnośnika dla wózków W 300 jest Twoim wyborem.



Mocowanie hamulca



Pompa hydrauliczna



Zamykana z sygnałem dzwonka



Nazwa	W 300
Szerokość	1.401 mm
Długość	1.525 mm
Wymiary	1.200 x 800 mm
Wysokość podnoszenia	1.005 mm
Wysokość konstrukcji	1.465 mm
Waga netto	160 kg
Ładowność	320 kg

Żyj. Niezależnie.



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk, Spółka Jawna
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
NIP: 5732847661; KRS: 0000490001; REGON: 243435020
tel./fax: +48 34 314 03 10 email: biuro@liftplus.pl