

## PODNOŚNIK HYDRAULICZNY O MAKSYMALNYM UDŹWIGU 150kg

Hydrauliczny podnośnik złożony z konstrukcji stalowych. Posiada kółka skrętne z których dwa są z hamulcami. Podstawa o regulowanej szerokości od 62cm do 110cm zapewnia stabilność i łatwy dostęp w środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Pompa hydrauliczna pozwala na kontrolowane opuszczanie. Uprząż na płótnie z zagłówkiem.

RP 800

ISO: 12.36.03.003



**150 KG**

### Akcesoria wyposażenia:

- 1 średnia chusta z zagłówkiem

