

Podnośnik wannowy SPLESZ

Podnośnik Splesz to proste i praktyczne rozwiązanie dla Twojej kąpeli. Bardzo lekka waga produktu czyni go najlżejszym podnośnikiem wannowym dostępnym na rynku.



Proste i praktyczne rozwiązanie dla Twojej kąpeli

Ulepszone oparcie

- Pozwala dopasować podnośnik do tyłu wanny w celu zoptymalizowania przestrzeni na nogi

Obniżone siedzisko

- Maksymalizuje zanurzenie w wodzie dla lepszej higieny osobistej

Płynny ruch i solidna, stabilna konstrukcja

- Oferuje bezpieczną i komfortową kąpiel

Sterowanie ręczne z dużymi przełącznikami

- Może być łatwo obsługiwany przez użytkowników o ograniczonej sprawności

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- Informuje o konieczności naładowania akumulatora



Akcesoria




Miękkie poszycie



Zestaw rozszerzonych przyssawek



Ochroniacze skrzydeł



Dysk obrotowy


Lekki i poręczny

Waga całkowita to tylko 6,5kg

- Oferuje szybki i nieskomplikowany montaż i demontaż

Kompaktowy design

- Zapewnia najwyższą łatwość przenoszenia
- Podnośnik może być przechowywany w najmniejszej przestrzeni



Subtelny i niepozorny

Dyskretna konstrukcja

- Wtapia się dyskretnie w każde środowisko w łazience

Smukły i nowoczesny wygląd



max
127kg



Podczas czyszczenia nie
wolno używać środków
na bazie rozpuszczalnika

Spiesz

Max waga użytkownika	Wysokość	Szerokość siedziska	Szerokość skrzydła	Wysokość siedziska podniesionego	Wysokość siedziska obniżonego	Pobór mocy	Cykl pracy
127kg	580mm	350mm	175mm	460mm (18.11")	70mm	14.4V dc	1 kąpiel na 15 min

Waga całkowita	Waga siedziska	Waga oparcia	Kąt nachylenia	Pilot sterowania i bateria	Moc wejściowa	Moc wyjściowa
6.5kg (14.33lbs)	n/a	n/a	n/a		14.4V dc	14.4V dc

Ładowarka	Moc wejściowa	Moc wyjściowa	Operowanie i ładowanie	Max temperatura	Min temperatura	Transport i magazynowanie	Waga paczki	Objętość
	100-240V ac 50-60Hz 1.0A	14.4Vdc		40°C (104°F)	0°C (32°F)		9kg	0.12m ³

Max temp	Min temp	Max wilgotność	Min wilgotność	Max ciśnienie	Min ciśnienie	Odpowiedni do transportu w luku samolotowym	Odpowiedni w myciu w pralkach automatycznych
40°C (104°F)	-10°C (14°F)	90% RH	10% RH	125kPa (18.4psi)	73kPa (10.7psi)	✓	✓ (bez baterii!!!)

LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp.j.
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
k. Częstochowy
tel./fax: +48 34 314 03 10,
e-mail: biuro@liftplus.pl

