


- EN** ELECTRIC PATIENT LIFT, DETACHABLE BATTERY - **150KG**
F SOULÈVE-MALADES ÉLECTRIQUE, BATTERIE ESCAMOTABLE - **150KG**
ES GRÚA ELÉCTRICA, BATERÍA REMOVIBLE - **150KG**
 PODNO NIK ELEKTRYCZNY Z ODŁ CZAN BATERI - **150KG**

EN Square powder-coated steel frame. Swivel casters, two of which with brakes. Adjustable base from 62 cm to 100 cm. Electric Linak pump. DETACHABLE BATTERY from CHARGER. Standard sling included.

F Structure rectangulaire en acier verni. Roues pivotantes dont deux avec frein. Base réglable en largeur de 62 cm à 100 cm. Moteur électrique Linak. BATTERIE ESCAMOTABLE DU CHARGEUR DE BATTERIE. Doté de sangle standard.

ES Estructura rectangular de acero pintado. 4 ruedas giratorias, 2 con frenos. Base ajustable de 62 cm a 100 cm. Motor Linak eléctrica BATERÍA EXTRAIBLE DEL CARGADOR. Embrague estándar incluido.

Rama stalowa malowana proszkowo. Kółka skr tne, dwa z hamulcami. Regulowana podstawa od 62cm do 100cm. Pompa elektryczna. Odczepiany akumulator z ładowark .



RP 806

Podno nik elektryczny 150 Kg:

- Stalowa rama
- Temblak z zagłówkiem
- Bateria Hiwin LAK2J
- i silownik LAN1