

BodyGuard Quadro™

4 Kanały Infuzji – Uproszczona Wersja

Mocowana na stojaku lub przenośna wielofunkcyjna pompa infuzyjna Quadro™ jest idealna do zastosowania w ratownictwie medycznym, w tym w pojazdach i samolotach lub na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. Quadro™ pozwala prowadzić infuzje jednocześnie z czterech kanałów, z możliwością szybkich infuzji do 4,8 litra/godz.

Quadro™ to oszczędna, wielozadaniowa pompa infuzyjna, która ułatwia pracę w szpitalu, nawet w najbardziej wymagającym środowisku.



🔹 Zastosowania

- Całkowite żywienie pozajelitowe
- Intensywna terapia
- Transport pacjenta
- Ratownictwo medyczne
- Uzupełnianie płynów
- Lipidy
- Enzymatyczna terapia zastępcza
- Leczenie przewlekłego bólu

🔹 Stosowanie

- Pozajelitowe
- Dożylnie
- Podskórnym
- Przeskórnym
- Dotętnicze



Funkcje i Zalety

4 niezależne kanały

Zapewnia 4 niezależne sposoby dawkowania za pomocą jednej klawiatury.

2 programy infuzji:

- ciągły
- z biblioteki dawek / leków

Mechanizm tłokowy

Gwarantuje dokładność $\pm 5\%$ i infuzję linearną 1,8 μl , nawet dla najniższego tempa przepływu.

Tempo przepływu od 0,1 do 1200 ml/h

Bardzo szeroki zakres dostosowany do różnych trybów infuzji.

Zastosowanie przenośne

Pompy infuzyjne firmy CME gwarantują pełną funkcjonalność na każdym statku powietrznym czy w pojeździe lądowym. Pompy CME są zgodne z RTCA-DO160.

Ultradźwiękowy czujnik powietrza

Zapewnia 2 poziomy wykrywania pęcherzyków powietrza.

Oprogramowanie BodyComm™

Pozwala na przeglądanie na komputerze historii pacjenta wraz z kartami oraz do 1000 zdarzeń w rejestrze a także umożliwia zmianę ustawień pompy

Kompatybilność z systemem EMR

Możliwość połączenia z systemami Elektronicznych Kartotek Medycznych dla zwiększenia bezpieczeństwa i zoptymalizowania pracy w klinice.

Elastyczna konfiguracja

Obsługa wielu języków Wybór ponad 20 języków pozwoli sprostać wszystkim wymaganiom i potrzebom.

Urządzenie Przenośne

Rozmiar

236 x 88 x 41 mm
Doskonale dopasuje się do każdej przestrzeni.

Waga

Tylko 800 g
Pacjent może zabierać pompę wszędzie ze sobą, oszczędza też miejsce na oddziale/ w szpitalu.

Oszczędność i wygoda

Kompatybilny z szeroką gamą oksymetrów i worków na leki

Redukcja kosztów leczenia pacjenta.

Interfejs identyczny, jak dla pomp pojedynczych

Znany interfejs upraszcza szkolenie i obsługę.

Zasilanie przy użyciu akumulatora

W pełni mobilna pompa dzięki akumulatorowi litowo-polimerowemu o wydłużonej żywotności. Przejście na zasilanie sieciowe nie wymaga przerywania pracy pompy.

Bezpieczeństwo i Pewność

System redukcji dawki uderzeniowej po okluzji

Zapobiega podawaniu dawek uderzeniowych po wystąpieniu zatoru.

Wbudowane zabezpieczenie przed swobodnym przepływem cieczy

Zestaw infuzyjny firmy CME obejmuje zintegrowany zawór jednokierunkowy spełniający wytyczne JCAHO.

3-poziomowe kody dostępu

Zapobiegają wprowadzaniu zmian przez osoby nieupoważnione.

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
Lifemed Poland Sp.z o.o.
ul. Cybernetyki 19b
02-677 Warszawa
Tel. 0 22 862 83 75/76

CME
Caesarea Medical Electronics

W www.cme-infusion.com
E sales@cme-infusion.com
Toll Free +800-323-575-00

CE
0344