

## Koncentrator tlenu MEDICAP 6000



## Koncentrator tlenu MEDICAP 6000

Urządzenie Niemieckiego producenta MEDICAP, wyprodukowane również w Niemczech.

Pobierz plik PDF z informacjami o tym urządzeniu: [Broschüre-Sauerstoffionen.pdf](#)

### \_\_Zalety\_\_

Podczas produkcji i projektowania szczególną uwagę zwrócono na następujących punkty:

- Łatwy dostęp i prosty układ wszystkich elementów,
- Dzięki wykorzystanej technologii urządzenie cały czas kontroluje poziom wytwarzanego tlenu,
- Wykorzystane komponenty umożliwiają żadsze przeglądy techniczne urządzenia,
- Trwałość ze względu na konstrukcję wieloetapowego systemu filtracyjnego.

### Ponadto:

- pierwsze urządzenie z alfanumerycznym wyświetlaczem zwykłego tekstu,
- Naturalnie cicha praca,
- W pełni rozwinięty system bezpieczeństwa pracy,
- Maksymalne stężenie tlenu osiąga bardzo szybko, bezpośrednio po włączeniu
- Stały monitoring wszystkich danych operacyjnych i wartości wyświetlanie za naciśnięciem jednego przycisku,
- Stała kontrola przepływu tlenu,
- Optymalna obsługa i prosta konserwacja dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich podzespołów,
- Urządzenie nie wymaga kalibracji,
- Zastosowane filtry pozwalają na długotrwałą eksploatację,
- Wskaźnik poziomu tlenu na wyświetlaczu ,

- Pełny monitoring czasu pracy urządzenia z funkcją zapisu danych
- Nagrywanie i zapisywanie błędów, które mogą wystąpić w trakcie pracy urządzenia
- Łatwa rozbudowa dzięki modułowej konstrukcji

### \_\_Zawartość zestawu\_\_

- cewnik do podawania tlenu przez nos,
- maska do podawania tlenu z drenem (przewodem powietrznym) w rozmiarze dla dorosłych (opcjonalnie można ją zamienić na maskę pediatryczną),
- nawilżacz tlenu, dren,
- kaniula nosowa,
- kabel zasilający,
- filtr,
- przewód 5 m do kaniuli nosowej o długości 2 m,
- polska instrukcja obsługi.
- karta gwarancyjna plus faktura VAT

### \_\_Dane techniczne\_\_

- Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10%, 50Hz
- Maksymalny pobór mocy: 300 W,
- Koncentracja tlenu: 0,1-3l/min - 95% +/- 3% tlenu; 4l/min - 90% +/- 3% tlenu; 5l/min - 82% +/- 3% tlenu
- Waga: 21 kg,
- Poziom głośności: 38 dBA,
- Wymiary (WxSzxDł): 550 x 215 x 550 mm,
- Warunki przechowywania: 10°C do 40°C
- Wilgotność otoczenia: do 95% wilgotności względnej,
- Ciśnienie wyjściowe: 300-350 mbar

### \_\_Opcje\_\_

Precise series 6000 koncentrator tlenu jest opracowywany na bazie innowacyjnych komponentów z wypróbowanych i sprawdzonych technologii.

Podczas produkcji i projektowania szczególną uwagę zwrócono na następujących punkty:

- Łatwy dostęp i prosty układ wszystkich elementów,
- Dzięki wykorzystanej technologii urządzenie cały czas kontroluje poziom wytwarzanego tlenu,
- Wykorzystane komponenty umożliwiają żądsze przeglądy techniczne

urządzenia,

- Trwałość ze względu na konstrukcję wieloetapowego systemu filtracyjnego.