

Aparaty do znieczulania **Flow-i**

**MAQUET**  
GETINGE GROUP



Różne technologie  
montażu

# Aparaty Flow-i – **nowa, opatentowana** technologia

## Znieczulanie dla wszystkich pacjentów



### Nowoczesne funkcje i tryby wentylacji:

- Pressure Control (PC)
- Volume Control (VC)
- PRVC
- Pressure Support (PS)
- SIMV (PC)+PS
- SIMV (VC)+PS
- Wentylacja ręczna
- AFGO – dodatkowy wylot świeżych gazów
- Wentylacja awaryjna
- Moduł tlenoterapii do 15 l/min

## Nowe rozwiązania oraz oszczędności



### Nowa, opatentowana technologia

– 'Volume reflector' o objętości 1,2 L (zamiast miecha) bez jakichkolwiek ruchomych części. Oddech zwrotny to aż do 95% zgromadzonych gazów. Reflektor automatycznie kompensuje system obiegu z tlenem, co zwiększa bezpieczeństwo i wspomaga znieczulenia przy niskich i minimalnych przepływach.

- Elektronicznie sterowane parowniki, które nie wymagają przeglądów, są lekkie i mogą być napełniane podczas pracy. Elektronicznie sterowana podaż anestetyku pozwala na natychmiastowe zmiany jego koncentracji.

- Wbudowany analizator gazów z bezobsługowym, niezużywalnym paramagnetycznym czujnikiem tlenowym.

- Unikalny system pomiaru przepływu wydechowego - niepodatny na uszkodzenia tak, jak standardowe anemometry.

## Automatyzacja znieczulania



### Bezpieczna i pewna automatyzacja pracy

Automatyzacja pracy dzięki nowatorskiej funkcji AGC – przede wszystkim bezpieczna i pewna, ale również oszczędzająca środki anestetyczne - nawet do 30%.

AGC – automatyczna kontrola przepływu świeżych gazów oraz automatyczne dostarczanie odpowiedniej ilości środka znieczulającego w celu osiągnięcia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego w określonym przez użytkownika czasie.

**MAQUET**  
GETINGE GROUP

Maquet Polska Sp. z o.o.  
ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa  
Tel: 22 882 06 44  
Fax: 22 846 76 57  
Mail: maquet.polska@maquet.com

[www.maquet.com](http://www.maquet.com)

**GETINGE GROUP**

GETINGE GROUP to wiodący światowy dostawca produktów i systemów przyczyniających się do wzrostu jakości oraz efektywności ekonomicznej opieki medycznej oraz nauk medycznych. Grupa działa w ramach 3 marek - ArjoHuntleigh, GETINGE oraz MAQUET. ArjoHuntleigh skupia się na mobilności pacjenta oraz rozwiązaniach dla długoterminowej opieki. GETINGE dostarcza rozwiązania dla kontroli czystości oraz ochrony przed kontaminacją w sektorze medycznym. MAQUET specjalizuje się w rozwiązaniach, terapiach i produktach do interwencji chirurgicznych, kardiologii interwencyjnej oraz dla intensywnej opieki medycznej.