

KOMORA
HIPERBARYCZNA



O₂ Prime OX-III
O₂ Prime OX-II



Aluminiowa komora O₂ Prime OX-III, OX-II oraz OX-VIII

To wyroby najwyższej jakości, produkowane w Japonii od kilku lat. **HearMEC** jest zarejestrowanym producentem urządzeń medycznych, posiada wszystkie certyfikaty jakości, w tym przede wszystkim **ISO 13485** **ISO 9001** oraz **certyfikaty CE**.


Z produkcją ponad 30 twardych komór miesięcznie **HearMEC** dąży by stać się najbardziej prestiżową firmą w Japonii w dziedzinie komór ciśnieniowych i systemów kontroli. Pomimo używania wysokiej jakości materiałów produkowanych w Japonii, udało nam się utrzymać produkty stosunkowo tanie w zakupie i praktycznie bezobsługowe. Są jednymi z najpopularniejszych twardych komór w Japonii.



Aluminiowa komora O₂ Prime OX-III oraz OX-II

Duży nacisk położyliśmy na trwałość oraz wygląd. Sześciu warstw lakieru pozazdrościć może nie jeden samochód, natomiast szyba została wykonana z materiału używanego w owiewkach samolotu myśliwskiego F-16, poliwęglanu grubości 8 mm. Aluminium wykorzystywane w naszej komorze posiada atesty lotnicze!

*Zmodyfikowana jednostka sterowania zintegrowana z funkcją ustawień ciśnienia pozwala teraz operatorowi w modelu OX-III przełączać się między 20, 35 i 50 kPa (1,2 ATA, 1,35 ATA oraz 1,50 ATA) w czasie pracy bez potrzeby pozbawiania komory ciśnienia przed zmianą poziomu ciśnienia. Istnieje możliwość oddychania tlenem poprzez kaniulę lub maseczkę po zastosowaniu koncentratora tlenu. Jako jedyni oferujemy **Body Sonic System Mattress** – (Połączenie dźwięku i drgań obniża ciśnienie krwi, tętno i głębokość oraz częstość oddechów)*



Aluminiowa komora O₂ Prime OX-II


To królowa wśród naszych wyrobów. Zastosowana automatyka nie ma sobie równych. Daje to niespotykane możliwości w tej kategorii komór.



Dobór ciśnienia co 1 kPa, czasów zabiegów, temp. w komorze stało się dziecinnie łatwe. Komory są wyłożone od wewnątrz materiałem antybakteryjnym łatwym do czyszczenia i konserwacji. Kontrola produkcji oraz jakości materiałów dała produkt niezawodny, najwyższej jakości.



Aluminiowa komora O₂ Prime OX-III

O₂ Prime OX-II





		Main Unit	
Spec.	Product	O ₂ Prime	O ₂ Prime LPR
Product Image			
Body material,Color		Aluminum,White	Aluminum,White
Dimension (φ × L) in cm		φ 75 × 210	φ 75 × 210
Volume(liter)		928	928
Weight(kg)		90	85
Setting Pressure(kPa)		10-50 (every 1kPa)	20,25,30,35,40,45,50 (Selectable three)
Usage time(minutes)		30-600	30-180
Oxygen density/max.Pressure(%)		32	32
Model		OX-Ⅱ	OX-Ⅲ
Air conditioning cool		△	△
warm		△	△
Video + Sound		△	△
Oxygen Concentrator		△	△
Operation in Outside		Color touch screen	Manual control
Operation in Capsule		Color touch screen	Manual control
Installation Base		Caster	Caster
Grip		2	1
Interphone		Included	Included
Ear equalizer		Auto	Manual
Analog type pressure meter		-	Included
cena netto		35500 USD	29000 USD

Yellow cells are marked the part of main difference point.

※1 △ Option

※2 -unnecessary






Posiadamy również komory o średnicy 80 cm

Spec.	Product	Main Unit	
		O ₂ Prime	O ₂ Prime LPR
Product Image			
Body material,Color		Aluminum,White	Aluminum,White
Dimension (φ × L) in cm		80 x 210	80 x 210
Volume(liter)		928	928
Weight(kg)		90	85
Setting Pressure(kPa)		10-50 (every 1kPa)	20,25,30,35,40,45,50 (Selectable three)
Usage time(minutes)		30-600	30-180
Oxygen density/max.Pressure(%)		32	32
Model		OX-Ⅱ	OX-Ⅲ
Air conditioning cool		△	△
warm		△	△
Video + Sound		△	△
Oxygen Concentrator		△	△
Operation in Outside		Color touch screen	Manual control
Operation in Capsule		Color touch screen	Manual control
Installation Base		Caster	Caster
Grip		2	1
Interphone		Included	Included
Ear equalizer		Auto	Manual
Analog type pressure meter		-	Included
cena netto		38900 USD	33000 USD
Yellow cells are marked the part of main difference point. ※1 △ Option ※2 -unnecessary			

Opcjonalne wyposażenie komór O₂ Prime

Do naszych komór oferujemy wyposażenie z „najwyższej półki” a mianowicie:

Odtwarzacz HD Blue ray firmy SONY lub TOSHIBA + nagłośnienie firmy BOSE
 Koncentratory tlenu o przepływach 5 i 10 litrów na minutę i odpowiednim ciśnieniu roboczym oraz klimatyzację poprawiającą komfort używania komór

Option				
Air conditioning cool	Oxygen Concentrator		Audio system	Massage chair
				
	używany do komór 2 ATA	używany do komór 1.5 ATA		
cena netto 3800 USD	6400 USD	3600 USD	2000 USD	3700 USD