

## BTL-6000 LYMPHASTIM

### Parametry techniczne



**BTL-6000**  
Lymphastim 12 TOPLINE



**BTL-6000**  
Lymphastim 12 EASY



**BTL-6000**  
Lymphastim 6 EASY

Interfejs użytkownika	Kolorowy ekran dotykowy 5.7"	Wyświetlacz cyfrowy LED	Wyświetlacz cyfrowy LED
Liczba komór	12	12	6
Zakres ciśnienia	20 -160 mmHg	20 -160 mmHg	20 -160 mmHg
Gradient	0 -100% płynna regulacja	0, 10, 20, 30%	0, 10, 20, 30%
Gotowe programy zabiegowe	15	8	8
Encyklopedia	26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach)		
Programy użytkownika	100 programów definiowanych przez użytkownika		
Aplikatory (mankiety)	Nogi - 10 komór (prawa i lewa)	Nogi - 10 komór (prawa i lewa)	Nogi - 5 komór (prawa i lewa)
	Spodnie - 22 komory 2x nogi + pas (2 komory)	Spodnie - 22 komory 2x nogi + pas (2 komory)	Spodnie - 11 komór 2x nogi + pas (1 komora)
	Ręce - 8 komór (prawa i lewa)	Ręce - 8 komór (prawa i lewa)	Ręce - 6 komór (prawa i lewa)
Akcesoria	Złącze do 2 mankietów na ręce lub nogi Pas poszerzający obwód mankieta na nogę o 10 cm Stolik		

## BTL-6000 LYMPHASTIM

APARATY DO MASAŻU UCISKOWEGO



BTL Polska Sp. z o.o.  
ul. Leonidasa 49  
02-239 Warszawa  
tel. 22 667 02 76, 882 42 51  
fax 22 667 95 39  
btlnet@btlnet.pl  
www.btlnet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.



## MASAŻ UCISKOWY

Układ limfatyczny jest odpowiedzialny za usuwanie płynu śródmiąższowego z tkanek. Absorbuje i transportuje kwasy tłuszczowe oraz tłuszcze do układu krążenia, a także przenosi komórki dostarczające antygen do węzłów chłonnych, gdzie stymulowana jest reakcja immunologiczna. Choroby układu limfatycznego oraz inne problemy z nim związane powodują zwykle obrzęki i inne objawy.

System Lymphastim firmy BTL działa na zasadzie sekwencyjnego masażu uciskowego. Specjalne aplikatory z zachodzącymi na siebie komorami zapewniają delikatny masaż, który pobudza naturalne krążenie limfy w organizmie w podobny sposób jak ręczny masaż uciskowy.



## PODSTAWOWE ZALETY DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

- ◇ Ugruntowana i sprawdzona klinicznie metoda leczenia
- ◇ Natychmiastowe rezultaty
- ◇ Zabiegi bardzo przyjazne dla pacjentów
- ◇ Nie wymaga wsparcia farmakologicznego

## WYSOKIEJ JAKOŚCI APLIKATORY, ŁATWE W UŻYCIU

- ◇ Delikatniejsze i jednorodne zabiegi zapewnione przez nakładające się na siebie komory aplikatora



- ◇ Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora



- ◇ Automatyczna identyfikacja aplikatorów
- ◇ Higieniczne i łatwo zmywalne aplikatory
- ◇ Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu
- ◇ Elektroniczny system kontroli ucisku

- ◇ Nogi 10 komór / Nogi 5 komór



- ◇ Spodnie 22 komory / Spodnie 11 komór



- ◇ Ręce 8 komór / Ręce 6 komór



## BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE

### 12-komorowy aparat do masażu uciskowego:

- ◇ Prosta obsługa
- ◇ Kolorowy ekran dotykowy 5,7"
- ◇ Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi
- ◇ Gotowe sekwencje programów zabiegowych
- ◇ Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika
- ◇ Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu
- ◇ Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory
- ◇ Regulacja prędkości nadmuchiwanie aplikatora
- ◇ Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii
- ◇ Cicha i niezawodna praca kompresora
- ◇ Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie



## BTL-6000 LYMPHASTIM 12 EASY BTL-6000 LYMPHASTIM 6 EASY

### 12-komorowy / 6-komorowy aparat do masażu uciskowego:

- ◇ Prosta obsługa
- ◇ 8 gotowych programów zabiegowych
- ◇ Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu
- ◇ Cicha i niezawodna praca kompresora
- ◇ Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na histogramie
- ◇ Regulacja prędkości nadmuchiwanie aplikatora



## NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA

### Medycyna i rehabilitacja:

- Przewlekłe obrzęki
- Niewydolność żył
- Opieka pourazowa
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Zespół cieśni nadgarstka
- Angiopatia cukrzycowa
- Dna moczanowa
- Choroba niedokrwienia kończyn dolnych
- Algodystrofia
- Otyłość
- Leczenie słabo wyrażonej leukodystrofii metachromatycznej
- Zaburzenia troficzne skóry

### Medycyna estetyczna i kosmetyka:

- Cellulit
- Zespół ciężkich nóg
- Zapobieganie powstawaniu żylaków
- Poprawa odżywienia skóry
- Obrzęk tłuszczowy
- Opieka po zabiegu liposukcji
- Rekonwalescencja
- Tenalgia
- Regeneracja
- Detoksykacja