

# Waldmann **W**

ENGINEER OF LIGHT.

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII UV 236



[WWW.WALDMANNPOLSKA.PL](http://WWW.WALDMANNPOLSKA.PL)

### UV 236

System terapii UV 236 został zaprojektowany specjalnie do terapii miejscowych, szczególnie do terapii powierzchni dłoni, stóp oraz twarzy. Pomimo wysokiego natężenia promieniowania, które znacznie skraca czas terapii, system zużywa niewiele energii elektrycznej. Dodatkowo, mała ilość wydzielanego ciepła nie zagraża zdrowiu użytkownika.

#### Zalety:

Kompaktowa obudowa  
Łatwa w utrzymaniu czystości akrylowa osłona  
Niewielka emisja ciepła, niskie zużycie prądu  
Wysoka moc naświetlania, krótkie czasy terapii  
Elektroniczny czasomierz

#### Zastosowanie:

Terapia dłoni  
Terapia stóp  
Terapia twarzy

#### Opcje wyposażenia:

2 x PUVA 36 W  
2 x UV 6 36 W  
2 x UVB 311 nm 36 W



### PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	ok. 470 x 100 x 280 mm
Ciężar:	ok. 6.5 kg
Pobór mocy:	ok. 78 W cos φ 0,44
Napięcie zasilania:	230 V / 50 Hz
Przewód zasilający:	długość ok. 2 m
Klasa ochronności:	IIa
Opcje wyposażenia:	PUVA 36 W, UV 6 36 W, UVB 311 nm 36 W



Euroscalemed sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polskę.

Oferuje pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także dostawę części zamiennych.



**Biuro handlowe**  
ul. Szczecińska 61/67  
91-222 Łódź  
tel. + 48 42 652 01 28  
+ 48 42 612 20 04

e-mail: kontakt@es-med.pl  
www.euroscalemed.pl

**Serwis**  
ul. Flamandzka 19  
91-160 Łódź  
tel. + 48 42 612 33 23  
e-mail: serwis@es-med.pl