


POJAZD GAŚNICOWY SA-2

Opis techniczny

Pojazd gaśnicowy dla osób niepełnosprawnych

UDŹWIG	130 kg
WYMIARY	1468 x 636 x 922 mm (długość x szerokość x wysokość)
CIĘŻAR	55 kg
NAPĘD	silnik prądu stałego 12 V / 30 A
AKUMULATOR	2 x 6 V / 20 Ah
PRĘDKOŚĆ	w górę 6,5 m / min w dół 7,7 m/min
POCHYLENIE SCHODÓW	do 35 ⁰
HAMULEC	elektromagnetyczny
ZASILACZ	w zestawie na 230 V
OBSŁUGIWANE WÓZKI	standardowe
MINIMALNE SZEROKOŚCI SCHODÓW I SPOCZNIKÓW	
WYGLĄD	