

Opatrunki hydrożelowe na oparzenia



OPIS PRODUKTU:

Hydrożele i opatrunki hydrożelowe BURNSHIELD zaliczane są do grupy opatrunków pierwszej pomocy. Służą do doraźnego opatrywania oparzeń cieplnych, słonecznych, oparzeń żrącymi środkami chemicznymi każdego stopnia. Można je stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zdrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Zastosowane niezwłocznie po oparzeniu znacząco zmniejszają jego skutki.

Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. Dzięki opracowaniu żelu na bazie roztworu wodnego, opatrunki mogą być usunięte również pod chłodną wodą lub fizjologicznym roztworem soli.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- półpłynna konsystencja, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała
- silne działanie schładzające
- skutecznie zmniejsza ból
- nie podrażnia oczu i skóry
- sterylne
- nietoksyczny
- odporny na wysokie temperatury

Dostępne modele:

- 550004 Hydrożel przeciwoparzeniowy w saszetce 3,5 ml
- 550000 Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce 50 ml
- 550008 Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce 125 ml
- 901130 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 25 mm x 0,5 m
- 901131 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 50 mm x 1 m
- 901111 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 10 x 10 cm
- 900906 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 20 x 20 cm
- 901001 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 20 x 45 cm
- 901000 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 20 x 45 cm
- 901007 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 60 x 40 cm
- 901136 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 60 x 40 cm
- 881004 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy 80 x 80 cm
- 881005 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy 80 x 80 cm w torbie na rzep
- 881003 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy w torbie 120 x 160 cm
- 881002 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy w torbie 120 x 160 cm – 2 szt.
- 881001 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy w torbie 245 x 160 cm
- 900813 Hydrożel – RESCUE – mały zestaw przeciwoparzeniowy w torbie
- 900814 Hydrożel – RESPONDER – średni zestaw przeciwoparzeniowy w torbie
- 900800 Hydrożel – COMBI TRAUMA BURN – duży zestaw przeciwoparzeniowy w torbie



Skład zestawu RESCUE:

- opatrunek 25 mm x 0,5 m (1 szt.)
- opatrunek 50 mm x 1 m (1 szt.)
- opatrunek 10 x 10 (2 szt.)
- opatrunek 20 x 20 (2 szt.)
- opatrunek 60 x 40 (2 szt.)
- hydrożel w butelce 125 ml (1 szt.)
- bandaż 50 mm (2 szt.)
- bandaż piankowy 60 mm (1 szt.)
- plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- nożyczki ratownicze (1 szt.)
- rękawiczki jednorazowe (1 para)
- folia izotermiczna (1 szt.)

Skład zestawu RESPONDER:

- opatrunek 25 mm x 0,5 m (3 szt.)
- opatrunek 50 mm x 1 m (2 szt.)
- opatrunek 10 x 10 (8 szt.)
- opatrunek 20 x 20 (3 szt.)
- opatrunek 60 x 40 (2 szt.)
- hydrożel w butelce 125 ml (3 szt.)
- bandaż 75 mm (2 szt.)
- bandaż piankowy 60 mm (2 szt.)
- plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- nożyczki ratownicze (1 szt.)
- rękawiczki jednorazowe (2 pary)
- strzykawka 20 ml (1 szt.)
- folia izotermiczna (1 szt.)
- woda sterylna w ampulkach

Skład zestawu COMBI TRAUMA BURN:

- opatrunek 25 mm x 0,5 m (5 szt.)
- opatrunek 50 mm x 1 m (3 szt.)
- opatrunek 10 x 10 (5 szt.)
- opatrunek 20 x 20 (5 szt.)
- opatrunek 60 x 40 (3 szt.)
- koc przeciwoparzeniowy 80 x 80 (2 szt.)
- hydrożel w butelce 125 ml (4 szt.)
- hydrożel w butelce 1 l (2 szt.)
- bandaż 100 mm (2 szt.)
- bandaż piankowy 60 mm (4 szt.)
- plaster 24 mm x 5 m (1 szt.)
- woda destylowana 1 l (2 szt.)
- nożyczki ratownicze (1 szt.)
- rękawiczki jednorazowe (2 pary)
- strzykawka 20 ml (1 szt.)
- folia izotermiczna (1 szt.)

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żolny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.



ParaMedica
POLSKA

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żolny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

