

Śpiwór termoizolacyjny Flectalon

model 208193500



OPIS PRODUKTU:

Termoizolacyjny śpiwór Flectalon wykorzystywany jest do celów ratowniczych tam, gdzie konieczne jest utrzymanie właściwej temperatury ciała – nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Głównym zadaniem śpiwora jest ograniczenie cyrkulacji powietrza przy zachowaniu izolacji od atmosfery zewnętrznej.

Materiał Thermafect, użyty do produkcji śpiwora to kombinacja specjalnych włókien termoizolacyjnych i drobnych elementów o lustrzanej powierzchni, dodatkowo odbijających ciepło. Ponadto Thermafect jest w 100% tkaniną oddychającą, dzięki czemu z wnętrza śpiwora jest odprowadzana para wodna pozostawiając jedynie efekt odbicia ciepła własnego osoby znajdującej się w śpiworze. Unikalne włókna posiadają zewnętrzną warstwę nie przepuszczalną dla wody, dzięki czemu śpiwór zachowuje swoje właściwości nawet w chwili całkowitego zamoknięcia.

Wewnętrzna powłoka śpiwora spełnia również funkcję bakteriostatyczną, dzięki czemu nie absorbuje krwi ani innych płynów, zaś pikowana konstrukcja wewnętrzna zapewnia integralność termoizolacyjną. Śpiwór wyposażony jest w 6 uchwytów nośnych rozmieszczonych na obwodzie, dzięki czemu spełnia on także funkcję noszy.

Flectalon został skonstruowany przy współpracy ze Służbą Ratownictwa Morskiego Sił Powietrznych Zjednoczonego Królestwa.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- Odbijanie promieniowania cieplnego ciała poprawiające termikę osoby wewnątrz śpiwora
- Utrzymywanie termiki ciała i funkcję śpiwora w trudnych warunkach atmosferycznych – deszcz, śnieg, etc.
- Specjalna tkanina, odprowadzająca wodę, zapewnia suche wnętrze śpiwora
- Trudnopalna powłoka zewnętrzna
- Produkt hypoalergiczny
- Wykorzystywany jako nosze

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Śpiwór Flectalon
- Torba transportowa

URZĄDZENIA KOMPATYBILNE:

- Wszystkie urządzenia transportowe i ewakuacyjne

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary po spakowaniu: 30 x 30 x 38 cm
- Wymiary po rozłożeniu: 230 x 60 cm
- Obciążenie maksymalne: 150 kg
- Waga: 3,1 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa, ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

