

Kosz Traverse Bradco



OPIS PRODUKTU:

Kosz Traverse Bradco to unikalna konstrukcja wśród koszy ratowniczych. Rama bazowa została wykonana z wytrzymałego aluminium, zaś wypełnienie z polietylenu o wysokiej wytrzymałości.

Najważniejszym elementem wyróżniającym kosz Bradco od podobnych rozwiązań jest wewnętrzny, integralny system pasów i uprząży stabilizujących poszkodowanego. Podwójne klapy okrywające oraz rozbudowana uprząż wewnętrzna, umożliwiają transport pacjenta w niemal każdej pozycji, przy zachowaniu maksimum wygody i bezpieczeństwa. Cały system mocujący, wykonany z nylonu pokrytego winylem, utrzymuje poszkodowanego kilka centymetrów ponad ramą bazową, gwarantując niezwykle wygodny i komfortowy transport. Kosz Bradco jest odporny na korozję, działanie czynników chemicznych, zróżnicowane warunki klimatyczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie można odczepić od ramy głównej, co ułatwia czyszczenie i konserwację całego systemu.

Na wyposażeniu standardowym znajdują się także dodatkowe 4 pasy do transportu wysokościowego. Opcjonalnie można doposażyć kosz w pokrowiec.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- Wewnętrzna konstrukcja stabilizująca
- Regularna, jednoczęściowa budowa
- Duża wytrzymałość i nośność
- Wysoki komfort poszkodowanego
- Łatwość konserwacji i utrzymania czystości

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Długość: 203 cm
- Szerokość: 64 cm
- Wysokość: 20 cm
- Waga: 18,1 kg
- Obciążenie maksymalne: 1100 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

