

- Brak ryzyka zakażenia – łyżka nie dotyka rąkojści¹
- Silne źródło światła w technologii LED
- Odporny na skręcanie i uszkodzenia²
- Szybka wymiana baterii



Jednorazowy laryngoskop światłowodowy z zimnym
źródłem światła



COVIDIEN

positive results for life™

**Materiał nieprzeznaczony do
dystrybucji na terenie USA**

Laryngobloc, rękojeść standardowa



Laryngobloc, rękojeść krótka



* *smukła konstrukcja*
cieńsza łyżka przeznaczona do szczególnie trudnych intubacji (w przypadku otyłości, ciężki, zwężenia światła jamy ustnej)

Informacje dotyczące zamawiania

Laryngobloc

do użytku jednorazowego, materiał: polipropylen

Rozmiar	Nazwa	Rękojeść standardowa	Rękojeść krótka	SZT./OPAK.
4	MACINTOSH	300-20-004	(smukła konstrukcja) 300-25-004	20
3	MACINTOSH	300-20-003	(smukła konstrukcja) 300-25-003	20
2	MACINTOSH	300-20-002	300-25-002	20
1	MILLER	300-30-001	300-35-001	20
0	MILLER	300-30-000	300-35-000	20
0	OXFORD	300-40-000	300-45-000	20

Wkład bateryjny wielorazowego użytku, ze źródłem światła LED
Rodzaj baterii: LR6-1,5 V-AA

Wersja	NR REF.	SZT./OPAK.
Standardowa (z 2 bateriami)	300-10-000	1
Krótką (z 1 baterią)	300-15-000	1



Zestaw ratunkowy

składający się z laryngoskopu Laryngobloc z krótką rękojeścią

- 1 × łyżka Macintosh 4
- 1 × łyżka Oxford 0
- 1 × wkład bateryjny, krótki

NR REF.	SZT./OPAK.
300-90-100	1

¹ W porównaniu do konwencjonalnych, składanych laryngoskopów

² Przebadane przez francuskie laboratorium „Laboratoire National des Arts et Métiers”: odporność na działanie siły skręcającej 120 kg oraz odporność na działanie siły ciągu 84 kg, spełnia ogólnie przyjęte wymagania dotyczące laryngoskopów hybrydowych



COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo Covidien i hasło „positive results for life” są znakami towarowymi firmy Covidien AG zarejestrowanymi w USA i na świecie. Pozostałe marki są znakami towarowymi spółki Covidien.
© 2012 Covidien. 900604 DTP 02/2014