

SERIA SPTM



SPTM-01

Elementy **stolików serii SPTM** wykonano z:
stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą
blat stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym
szafka, półka z płyty meblowej
front z płyty MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
półka boczna z płyty meblowej, wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu, wysuwana spod blatu

Wyposażenie dodatkowe: ogrzewacz noworodkowy

Wymiary całkowite [mm]: 900 x 700 x 870
 [długość x szerokość x wysokość]



SPTM



SPTM-02



SPTM-03



SPTM-03/IR

SERIA SPTM-ALM



SPTM-02/AL



SPTM-03/AL

Stelaż wykonano z zamkniętych profili aluminiowych, złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wypełniono płytą meblową obustronnie laminowaną, wyposażono w nóżki z możliwością poziomowania

SERIA SP-AR



SP-AR



SP-AR-01



SP-AR-02

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację położenia szafki lub półki oraz instalację wyposażenia dodatkowego
blat z płyty meblowej, tapicerowany, z trzech stron zabezpieczony miękkimi i tapicerowanymi bandami