

## AGATKA



Zestaw AB z blatem monolitycznym, na wspólnym stelażu  
stelaż anodowany

Elementy **stanowiska serii AGATKA** wykonano z:  
**stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wyposażony w stopki z możliwością poziomowania  
**wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej  
**blat modułu A** (wanienka), **U** (umywalka) i **B** (przewijak) z laminatu poliestrowo-szklanego, **blat modułu C** (stolik zabiegowy) z płyty meblowej  
**przewijak i stolik zabiegowy** wyposażone w materacyk

**Standardowo:** każdy moduł jest wolnostojący, **opcja:** moduły na wspólnym blacie

**Standardowo:** w każdym module blat jest oddzielny, **opcja:** blat monolityczny dla zestawu AB

**Wyposażenie dodatkowe:** bateria zlewozmywakowa z przedłużoną wylewką lub wyciąganym prysznicem, bateria z termostatem, ogrzewacz noworodkowy, kosz na odpady, wysuwana półka pod wagę noworodkową



Moduł U - umywalka

**Wymiary [mm]:**  
**400 x 580 x 900**  
[długość x szerokość x wysokość]



Moduł A - wanienka

**Wymiary [mm]:**  
**800 x 580 x 900** lub  
**900 x 580 x 900**  
[długość x szerokość x wysokość]



Moduł B - przewijak

**Wymiary [mm]:**  
**700 x 580 x 900**  
[długość x szerokość x wysokość]



Moduł C - stolik zabiegowy

**Wymiary [mm]:**  
**900 x 580 x 900**  
[długość x szerokość x wysokość]



Opcja: moduł A z szufladami



Zestaw AB, z blatem monolitycznym, na wspólnym  
stelażu lakierowanym proszkowo