

KACPEREK



Zestaw UABP

Elementy **stanowiska serii KACPEREK** wykonano z: **szafka i półki** z płyty meblowej obustronnie laminowanej, **szafka** wyposażona w stopki z możliwością poziomowania **front** z płyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
blat modułu A (wanienka), **U** (umywalka) i **B** (przewijak) z laminatu poliestrowo-szklanego
przewijak wyposażony w materacyk

Standardowo: każdy moduł jest wolnostojący, **opcja:** moduły połączone za pomocą blend

Standardowo: w każdym module blat jest oddzielny, **opcja:** blat monolityczny dla zestawu AB

Wyposażenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa z przedłużoną wylewką lub wyciąganym prysznicem, bateria z termostatem, ogrzewacz noworodkowy, kosz na odpady, wysuwana półka pod wagę



Moduł U - umywalka

Wymiary [mm]:
400 x 580 x 900
[długość x szerokość x wysokość]



Moduł A - wanienka

Wymiary [mm]:
800 x 580 x 900 lub
900 x 580 x 900
[długość x szerokość x wysokość]



Moduł B - przewijak

Wymiary [mm]:
700 x 580 x 900
[długość x szerokość x wysokość]



Moduł P - zestaw półek

Wymiary [mm]:
250 x 580 x 900
[długość x szerokość x wysokość]



Zestaw AB
z blatem monolitycznym



Zestaw UABBP z wyposażeniem dodatkowym