

SERIA WZB



WZB-03KO

Wózki serii WZB wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażone w koła o średnicy 100 mm z odbojami, w tym dwa z blokadą
pokrywa podnoszona ręcznie
obroż wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcjonalnie: w formie silikonowej obręczy zaciskowej)

Wymiary całkowite [mm]: 1050 x 580 x 1080

[długość x szerokość x wysokość]

Wymiary szafki: 580 x 550 x 950

Wymiary półki: 520 x 520



WZB-03KO



SERIA WCB



WCB-2133

Wymiary całkowite [mm]:

1100 x 580 x 1080

[długość x wysokość x wysokość]



WCB-1411



WCB-1121



WCB-1221

Wymiary całkowite [mm]: 1050 x 580 x 1080

[długość x wysokość x wysokość]



WCB-2123

Wymiary całkowite [mm]: 1100 x 580 x 1080

[długość x wysokość x wysokość]



WCB-2200

Wymiary całkowite [mm]: 900 x 580 x 1080

[długość x wysokość x wysokość]



WCB-2223

Wymiary całkowite [mm]: 1450 x 580 x 1080

[długość x wysokość x wysokość]