

SERIA REN



REN-02/ABS z wyposażeniem

Przykładowe rozwiązanie

Elementy wózków serii REN wykonano z:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL

blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony 3 bandami

podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem
- deska do przeprowadzenia RKO
- półka pod defibrylator
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową
- pojemnik na rękawiczki
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia

Wymiary szafki [mm]:

długość: **600**

szerokość: **500**

wysokość od podłoża do blatu: **1000**

Wymiary szafki REN-06 [mm]:

długość: **700**

szerokość: **500**

wysokość: **1000**

Modele szafek:



REN-02



REN-03



REN-04



REN-06

Opcje wykonania:



Standard:

szafka stalowa, lakierowana na kolor wg palety RAL
blat i podstawa z tworzywa ABS



Opcja ST:

szafka w całości stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL



Opcja KO:

szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9