

## SERIA MULTI



Elementy **wózków serii MULTI** wykonano z:  
**szafka** stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL  
**blat** z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony 3 bandami  
**podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

### Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- wysuwane kuwety o różnych pojemnościach
- wysuwane kosze o różnych wielkościach
- dozownik mydła
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową
- pojemnik na rękawiczki
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na akcesoria

### Wymiary szafki [mm]:

długość: **400, 600, 800**

szerokość: **500**

wysokość od podłoża do blatu: **1000**

### MULTI-03/ABS z wyposażeniem

Przykładowe rozwiązanie

### Modele szafek:



MULTI-01



MULTI-02



MULTI-03



MULTI-04

### Opcje wykonania:



#### Standard:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, blat i podstawa z tworzywa ABS



#### Opcja ST:

szafka w całości stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL



#### Opcja KO:

szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9