



ZAPIS OBRAZÓW

MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU

GWARANCJA 24 m-ce

NOWOŚĆ

Wideokolposkop AC2311 Pro

Kolposkop optyczny z torem wizyjnym serii AC2311 Pro. Urządzenie wyposażone standardowo w tablet i oprogramowanie do archiwizacji danych. Doskonała optyka apochromatyczna zapewnia niezrównaną jakość obrazu a kamera wbudowana w tor wizyjny urządzenia pozwala podłączyć duży ekran LCD. Źródło światła LED zapewnia doskonale odwzwierciedlenie kolorów oraz niezrównaną żywotność 10.000 godzin.

Parametry:

3 stopnie powiększenia.
powiększenia: 3,75x, 7,5x, 15x,
ogniskowa: 300mm,
pole widzenia: 79mm, 39mm, 19mm,
głębina ostrości: 4,5mm, 1,13mm, 0,76mm,
natężenie światła: > 25000 lux,
indywidualnie regulowane okulary 16,7x,
dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular,
płynna regulacja jasności,
filtr światła w kolorze zielonym,
łatwo wymienialna żarówka LED,
regulacja wysokości: 950mm ~ 1250mm,
dokładna regulacja ostrości,
złącze kulowe pozwala na płynny obrót o 360°,
archiwizacja obrazu,
tablet w zestawie,
jeden kabel zasilający cały układ.

Wyposażenie standardowe :

- kolposkop z wbudowaną kamerą
- podstawa jezdna/statyw
- tablet
- oprogramowanie do zapisu obrazów
- instrukcja PL
- paszport techniczny
- gwarancja 24 miesiące na kolposkop

Wyposażenie opcjonalne :

- drukarka kolorowa WIFI
- monitor LCD + uchwyt ścienny



Cito ul. Hynka 9A,
60-408 Poznań
NIP: 781-160-46-23,
Regon: 301714212



tel. 61 646 08 24
fax 61 649 15 27



www.cito-sklep.pl
www.cito24.pl



biuro@cito24.pl