



Skład zestawu reanimacyjnego :

Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.

1. Butla tlenowa 2l;
2. Reduktor z szybkozłączem typu **AGA O2** ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - wersja DIN 3/4' standard polski.
3. Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezalającym długości 10 m;
4. Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych dla dzieci ;
5. Filtry antybakteryjne -5szt;
6. Ssak ręczny RES-Q-VAC z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci;
* opcjonalnie: ssak ręczno – nożny Ambu

Zestaw do intubacji:

1. Laryngoskop McIntosh z łyżkami Nr 1, 2, 3;
2. Rurki ustno gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów)
3. Kleszcze Magilla;
4. Rurki intubacyjne (6,7,8,10)
* opcjonalnie – kombituba lub maska krtaniowa
6. Latarka diagnostyczna
5. Kompres gazowy 5 x 5 cm

Ampularium :

Do samodzielnego wyposażenia. W ampularium naszyto białe taśmy do opisu leków.

Zestaw do iniekcji :

1. Strzykawki (2,5,10,20 ml) po 2szt.
2. Igły jednorazowe (1.2, 0.7) po 5 szt.
3. venflony (0.8, 1.0, 1.2, 1.4,) po 2szt.
4. przyrząd do przetaczania płynów.
5. staza zaciskowa
6. Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml
7. plastry poiniekcyjne

Zestaw uzupełniający :

1. Płyn do dezynfekcji 25 ml
2. Rękawiczki ambulatoryjne
3. Nożyczki ratownicze
4. Noż do cięcia pasów i zbijania szyb

****** Możliwość umieszczenie w torbie kołnierza ortopedycznego regulowanego ******