



01 | ARTHROSCOPY

02 | GYNECOLOGY

03 | LAPAROSCOPY

04 | ENT

05 | THORACOSCOPY

06 | UROLOGY

07 | BRONCHOSCOPY

08 | PAEDIATRY


09 | SCOPE WITH
ANGLED EYEPIECE

10 | ACCESSORIES

ARTHROSCOPY

Maßgeschneidert für Gelenkspiegelungen bzw. Arthroskopien und damit für die minimal-invasive Arthrotomie unter Einsatz eines Endoskops.

Tailor-made for joint endoscopy or arthroscopy and thus for the minimally invasive arthrotomy by using an endoscope.



Scale: 1:2
 Maßstab: 1:2


Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EA-0190.00.065	1,9 mm	0°	65 mm
EA-0190.00.080	1,9 mm	0°	80 mm
EA-0190.00.090	1,9 mm	0°	90 mm
EA-0190.00.098	1,9 mm	0°	98 mm
EA-0190.00.104	1,9 mm	0°	104 mm
EA-0190.00.110	1,9 mm	0°	110 mm
EA-0190.30.060	1,9 mm	30°	60 mm
EA-0190.30.080	1,9 mm	30°	80 mm
EA-0190.30.098	1,9 mm	30°	98 mm
EA-0190.30.103	1,9 mm	30°	103 mm
EA-0190.30.105	1,9 mm	30°	105 mm
EA-0190.30.110	1,9 mm	30°	110 mm
EA-0190.30.175	1,9 mm	30°	175 mm
EA-0200.00.098	2,0 mm	0°	98 mm
EA-0200.00.110	2,0 mm	0°	110 mm
EA-0200.30.098	2,0 mm	30°	98 mm
EA-0200.30.110	2,0 mm	30°	110 mm
EA-0240.30.096	2,4 mm	30°	96 mm
EA-0240.30.110	2,4 mm	30°	110 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	

Note:
 Hinweis:


Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.



Maßgeschneidert für Gelenkspiegelungen bzw. Arthroskopien und damit für die minimal-invasive Arthrotomie unter Einsatz eines Endoskops.

Tailor-made for joint endoscopy or arthroscopy and thus for the minimally invasive arthrotomy by using an endoscope.



Scale: 1:2
 Maßstab: 1:2


Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EA-0270.00.105	2,7 mm	0°	105 mm
EA-0270.00.110	2,7 mm	0°	110 mm
EA-0270.00.140	2,7 mm	0°	140 mm
EA-0270.00.175	2,7 mm	0°	175 mm
EA-0270.30.105	2,7 mm	30°	105 mm
EA-0270.30.110	2,7 mm	30°	110 mm
EA-0270.30.140	2,7 mm	30°	140 mm
EA-0270.30.175	2,7 mm	30°	175 mm
EA-0270.45.105	2,7 mm	45°	105 mm
EA-0270.45.110	2,7 mm	45°	110 mm
EA-0270.45.140	2,7 mm	45°	140 mm
EA-0270.45.175	2,7 mm	45°	175 mm
EA-0270.70.105	2,7 mm	70°	105 mm
EA-0270.70.110	2,7 mm	70°	110 mm
EA-0270.70.140	2,7 mm	70°	140 mm
EA-0270.70.175	2,7 mm	70°	175 mm
EA-0280.70.170	2,8 mm	70°	170 mm
EA-0290.00.175	2,9 mm	0°	175 mm
EA-0290.30.175	2,9 mm	30°	175 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	
45°	
70°	

Note:
 Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.



Maßgeschneidert für Gelenkspiegelungen bzw. Arthroskopien und damit für die minimal-invasive Arthrotomie unter Einsatz eines Endoskops.

Tailor-made for joint endoscopy or arthroscopy and thus for the minimally invasive arthrotomy by using an endoscope.



Scale: 1:2
 Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EA-0400.00.175	4,0 mm	0°	175 mm
EA-0400.25.175	4,0 mm	25°	175 mm
EA-0400.30.142	4,0 mm	30°	142 mm
EA-0400.30.158	4,0 mm	30°	158 mm
EA-0400.30.170	4,0 mm	30°	170 mm
EA-0400.30.175	4,0 mm	30°	175 mm
EA-0400.45.175	4,0 mm	45°	175 mm
EA-0400.70.175	4,0 mm	70°	175 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
25°	
30°	
45°	
70°	

Note:
 Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.

