



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY**
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH ANGLLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

CYSTOSCOPY

Diese Endoskope kommen in der Urologie zum Einsatz. Bei der Urethrozystoskopie erfolgt mit Hilfe des Zystoskops eine Spiegelung der Blase und bei Männern auch der Harnröhre.


These endoscopes are used in urology. In urethrocytscopy, an endoscopy of the bladder and also of the urethra in males is carried out using the cystoscope.



Scale: 1:3
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EC-0200.30.260	2,0 mm	30°	260 mm
EC-0270.00.302	2,7 mm	0°	302 mm
EC-0270.12.302	2,7 mm	12° / 15°	302 mm
EC-0270.30.302	2,7 mm	30°	302 mm
EC-0270.45.302	2,7 mm	45°	302 mm
EC-0270.70.302	2,7 mm	70°	302 mm
EC-0400.00.302	4,0 mm	0°	302 mm
EC-0400.12.302	4,0 mm	12° / 15°	302 mm
EC-0400.25.302	4,0 mm	25°	302 mm
EC-0400.30.302	4,0 mm	30°	302 mm
EC-0400.45.302	4,0 mm	45°	302 mm
EC-0400.70.302	4,0 mm	70°	302 mm

Available Directions of View
Verfügbare Blickrichtungen



Note:
Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.

