

ISA 9003 ANS



Kolumny anestezjologiczne ISA 9003 ANS zapewniają:

- mocowanie do stropu,
- podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230 V
- podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
- pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu
- odciąg gazów poanestetycznych
- zamocowanie wyposażenia dodatkowego

Ciężar kolumny:

- z głowicą poziomą 40-50 kg
- z głowicą pionową 50-70 kg

Wysokość głowicy zależy od wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe: gniazdo teleinformatyczne, manometry, półki pod aparaturę medyczną, szuflady, szyny instrumentalne, osprzęt szynowy



Głowica pozioma



Głowica pionowa

ISA 9003 CHIR



Kolumny chirurgiczne ISA 9003 CHIR zapewniają:

- mocowanie do stropu
- podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230 V
- podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
- pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, dwutlenek węgla
- napęd narzędzi chirurgicznych przez Air-Motor
- zamocowanie wyposażenia dodatkowego

Ciężar kolumny:

- z głowicą poziomą 40-50 kg
- z głowicą pionową 50-70 kg

Wysokość głowicy zależy od wyposażenia

Wyposażenie dodatkowe: gniazdo teleinformatyczne, manometry, półki pod aparaturę medyczną, szuflady, szyny instrumentalne, osprzęt szynowy



Głowica pozioma



Głowica pionowa