

## ISA 9000 W UKŁADZIE SUFIT-PODŁOGA


**Kasetony elektryczno-gazowe ISA 9000 w układzie sufit-podłoga** wyposażono w:

- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- punkty poboru gazów medycznych (O<sub>2</sub>, V, Air)
- manometry
- dostosowanie do każdego systemu przyzywowego

**Wyposażenie dodatkowe:** szyna instrumentalna, maszty pomp infuzyjnych, wieszak teleskopowy kroplówki, wieszak wysięgnikowy TRIMED, półki pod aparaturę medyczną, szuflady, lampa oświetlenia miejscowego

