

## SERIA PT



PT-01



PT-02 z uchwytem na szynę instrumentalną

**Parawany teleskopowe serii PT** w całości wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. **Głowica** zakończona dwoma haczykami. Parawany wyposażono w zasłonkę płócienną lub zmywalną.

**Mocowanie wysięgnika:** do ściany, z uchwytem na szynę instrumentalną lub na podstawie jezdnej. Podstawa jezdna stalowa, lakierowana proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, lub z tworzywa ABS



PT-03KO na podstawie jezdnej



**Opcja:** regulacja wysokości w zakresie: 150-170 cm, podstawa z tworzywa ABS

## PARAWANY SUFITOWE SUPERTRAK

**Parawany sufitowe SUPERTRAK** to system podwieszanych parawanów wykonanych z aluminium anodowanego. Mocowane do sufitu w sposób trwały. Umożliwiają dowolną konfigurację, co pozwala na dostosowanie ich do różnych pomieszczeń.

