

ZESTAW WALIZKA REANIMACYJNA (ZWR-MED1)

Skład:

- ssak mechaniczny ręczny
- zestaw rurek ustno-gardłowych typu Guedela – 6szt
- szczękorozwieracz
- worek samorozprężalny, silikonowy, z kompletem masek
- filtry przeciwbakteryjne mechaniczne w wymiennikiem ciepła i wilgoci
- rurka tchawiczno-przełykowa
- zestaw do konikopunkcji ratowniczej
- laryngoskop z kompletem łyżek
- rurki intubacyjne nr 7,8,9
- prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych
- prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci
- szczypce typu Magilla dla dorosłych i dzieci
- plaster na rolce bez opatrunku
- latarka diagnostyczna
- latarka czołowa
- staza automatyczna
- nożyczki ratownicze
- okulary ochronne do działań medycznych
- koc izotermiczny j.u.
- zacisk prosty 18cm
- zacisk krzywy 18cm
- pęseta
- zestaw do odbarczania odmy
- rękawiczki nitrylowe
- blok/notes wodoodporny
- komplet wenflonów
- okleina do wenflonów
- igły j.u. typu Luer
- strzykawki typu Luer
- gaziki do dezynfekcji
- ciśnieniomierz
- mankiet do szybkich przetoczeń
- walizka

Opis walizki

Wykonana z trwałego materiału. Konstrukcja aluminiowa, usztywniona płytami PCV. Wykończenie wodoodporne. Komora główna dzielona demontowalnymi przegrodami, umożliwiającymi dopasowanie przestrzeni walizki do gabarytów sprzętu. Demontowalna przegroda z kieszeniami siatkowymi oraz systemem gum mocujących. Niezależne ampularium oraz pojemnik na zestaw do intubacji. Możliwość przenoszenia w ręku. Niska waga.

Dostępne wersje materiałowe:

- WZ93 pantera leśna
- WZ93 pantera pustynna
- Coyote Brown
- Olive
- Bottle Green
- czarny
- czerwony