

Zestaw Resuscytacyjno-Tlenowy

1. Podtrzymanie drożności dróg oddechowych:

- **Rurki ustno-gardłowe** Guedala komp. (2 rozmiary)

2. Oddech wspomagany :

- **Worek samorozprężalny silikonowy** - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości 2 m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi, rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci)

3. Zestaw do tlenoterapii:

- Butla stalowa 2l
- Reduktor o przepływie od 0-25 l/min,
z kompletem maseczek do inhalacji dla dorosłych i dla dzieci

- koc przeciwwstrząsowy (2 szt.)

*Torba - wykonana jest z powlekanego materiału nowej generacji.

Jest to tkanina wodoodporna o niskiej ścieralności. uchwyty umożliwiające transport zestawu w rękę i na ramieniu

Opatrunki znajdujące się w torbie są przejrzyste rozmieszczone, z łatwym dostępem do niezależnych przegród.

Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania.