


## IGŁY VERESSA SZYBKO PRZEPEŁYWOWE

**POLECAMY!**

**IGŁA VERESSA, szybko przepływowa,  $\varnothing$  2,7mm**



Igła Veressa szybko przepływowa ma zwiększoną średnicę jedynie o 0,7mm w stosunku do igły standardowej, ale jej pole powierzchni przepływu zwiększa się aż o 82%!



## IGŁA VERESSA szybko przepływowa, $\varnothing$ 2,7mm

YO-V02798/120	$\varnothing$ 2,7mm	dł. 120mm
YO-02798 /150	$\varnothing$ 2,7mm	dł. 150mm

## BARIATRIA

YO-V02798 /170	$\varnothing$ 2,7mm	dł. 170mm
YO-V02798 /200	$\varnothing$ 2,7mm	dł. 200mm

**Dlaczego warto stosować szybko przepływowe Igły Veressa?**

Szybkoprzeptywowe igły VERESSA zapewniają sprawny przebieg insuflacji przy zachowaniu porównywalnego poziomu bezpieczeństwa. Igła szybko przeptywowa pozwala na przepływ gazu zgodny w 100% z parametrami ustawionymi na insuflatorze dla trybu „igła Veressa”. Nie ma dodatkowych oporów, wynikających z małej średnicy igły a także często dodatkowych zagięć, osadów, i innych przeszkód spowalniających proces wstępnej insuflacji.

Dodatkowo igły szybko przeptywowe są po prostu o wiele bardziej trwałe, odporne na złamanie, wygięcie, można je skutecznie wymyć i wyczyścić (w przeciwieństwie do standardowych igieł o średnicy 2,0mm). Szczególnie polecane są dla pacjentów o większej masie ciała i dla pacjentów bariatrycznych.

## IGŁY VERESSA STANDARDOWE

### IGŁA VERESSA, standardowa, Ø 2,0mm



YO-V02098/120	Ø 2,0mm	dł. 120mm
YO-V02098/150	Ø 2,0mm	dł. 150mm

### BARIATRIA

YO-V02099/170	Ø 2,0mm	dł. 170mm
YO-V02099/200	Ø 2,0mm	dł. 200mm

#### Informacje, zamówienia:

**Tel. 883 013 093, 795 462 115, Fax. 32 352 09 33**

**E-mail : [biuro@yomed.pl](mailto:biuro@yomed.pl), [www.yomed.pl](http://www.yomed.pl)**

**YOMED Joanna Wawrzyniak, Poleska 18/2, 40-733 Katowice**