

## HD 650 DL/DEL

zgrzewarka rotacyjna

### ■ opis produktu

Zgrzewarka rotacyjna HD 650 przeznaczona jest do pracy w oddziałach szpitalnych i gabinetach prywatnych. Zgrzewa zarówno opakowania papierowo-foliowe jak i TYVEK wszystkich typów. Jest to najprostszy model zgrzewarki Hawo spełniający normy zgrzewu EN ISO 11607-2.

Urządzenie posiada elektroniczny wyświetlacz temperatury zgrzewania (temp. zgrzewu 80-220°C), a także podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki oraz ręczne (DL) lub automatyczne (DEL) włączanie i wyłączanie napędu. Szybkość zgrzewu dostępna w tym modelu to 10m/min., a szerokość zgrzewu- 12 mm. Istnieje możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa w zakresie 5 - 35 mm.

Zgrzewarka HD 650 posiada obudowę lakierowaną w kolorze białym. Cechuje ją niskie zużycie energii - na poziomie 500W, łatwy serwis oraz modułowy system połączeń elektrycznych wszystkich podzespołów.

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 570 x 260 x 160 mm, waga 15 kg.



■ normy	■ producent	■ numer katalogowy
EN ISO 11607-2:2006 DIN 58953-7:2008 Deklaracja CE	HAWO GmbH, Niemcy	<b>HD650DL</b> ręczne uruchamianie napędu <b>HD650DEL</b> automatyczne uruchamianie napędu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)