

HM 800/850 DC-V

zgrzewarki rotacyjne

opis produktu

Zgrzewarki HM 800 DC-V i HM 850 DC-V przeznaczone są do pracy ciągłej w Centralnych Sterylizatorniach. Ich obudowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Wyposażone zostały w wyświetlacz LCD z dotykowym panelem membranowym, licznik ilości wykonanych zgrzewów, licznik czasu pracy, funkcję zegara i kalendarza. Urządzenia pracują w zakresie temperatury zgrzewu 80-220°C, a dodatkowo posiadają automatyczną kontrolę odchyłu temperatury +/- 5°C. Zgrzewarki zostały podwójnie zabezpieczone przed uszkodzeniem napędu oraz wyposażone w funkcję automatyczny start / stop napędu. Szybkość zgrzewu dostępna w obu modelach to 10m/min. Urządzenia posiadają drukarkę igłową jednowierszową, która umożliwia drukowanie daty produkcji i daty ważności (następuje ich automatyczna aktualizacja), drukowanie numerów wsadu, kolejnego pakietu, osoby pakującej, znaków zgodnych z EN 980.

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 620 x 260 x 250 mm.

W modelu 850 DC-V zastosowano wyjście do podłączenia zewnętrznej klawiatury oraz wyjścia komputerowe com1 i com2, dzięki czemu istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia do walidacji zgrzewów. Ponadto, model 850 DC-V posiada funkcję kontroli zgrzewu Seal Check zgodnie z ISO EN 11607-2.



normy

EN ISO 11607-2:2006
DIN 58953-7:2008
Deklaracja CE

producent

HAWO GmbH, Niemcy

numer katalogowy

HM800DC-V
HM850DC-V

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu