

STERIM®

POUCHMAKER

urządzenie do automatycznego cięcia
i zgrzewania torebek

opis produktu

Pouchmaker to urządzenie zgrzewające, które stanowi połączenie podajnika rolkowego i obrotowego. Jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, w których występuje potrzeba wyprodukowania torebek papierowo-foliowych w krótkim czasie. Gdy tradycyjne urządzenia obecnie dostępne na rynku mogą wyprodukować 10 torebek na minutę, Pouchmaker może osiągnąć wysoką wydajność do 4000 torebek na godzinę.

Po wprowadzeniu oczekiwanych parametrów na panelu, urządzenie Pouchmaker produkować będzie automatycznie gotowe torebki sterylizacyjne o wymaganej długości i w żądanej ilości.

System zgrzewający Pouchmaker może być również stosowany jako tradycyjna zgrzewarka rolkowa lub maszyna tnąca, która pozwala na przygotowanie torebek o długości od 50 mm do 1000 mm.

Szerokość zgrzewu 40cm umożliwia stosowanie jednocześnie kilku rękawów o różnych rozmiarach.

Funkcja regulacji prędkości zgrzewania pomaga zarządzać produkcją dużych ilości torebek bez utraty jakości zgrzewu.

korzyści

Dzięki urządzeniu Pouchmaker można łatwo określić swoje potrzeby, szybko rozpocząć pracę i zwiększyć wydajność produkcji. Możliwość samodzielnego przygotowania torebek o dowolnych rozmiarach w krótkim czasie, pozwala na znaczącą redukcję kosztów w funkcjonowaniu centralnej sterylizatorni.

dane techniczne

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 845 x 260 x 210 mm

Waga: 38 kg

Prędkość podawania: 15m/min

Temp. zgrzewania: max.250°C, +/- 1°C

Siła zgrzewania: 100N

Zasilanie: 230V, 50/60 Hz; moc: 600W

Odległość zgrzewania od krawędzi: 5-30 mm

Szerokość zgrzewu: 14 mm

Obudowa: stal nierdzewna, szlifowana ASI 304



normy	numer katalogowy	obszar zastosowań
EN 60204-1:2006 EN 614-1:2006+A1:2009 ISO 121100:2010 DIN 58953-7:2008	PM101 - zgrzewarka Pouchmaker PMR - podajnik rolkowy	centralne sterylizatornie odbiorcy przemysłowi

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu