

# Nowoczesne Autoklawy serii **AZTECA A**



Azteca A-501



- Duża pojemność komory: od 175 do 740 litrów
- Łatwe w obsłudze
- Szybkie i ekonomiczne - cykle sterylizacji od 21 minut z zaawansowanym systemem oszczędzania wody i energii
- Próźnia frakcjonowana i suszenie próżniowe
- Wysoce konfigurowalne - liczne akcesoria i opcje
- Najlepsze rozwiązanie - w sterylizatorach szpitalnych, jak również w branży farmaceutycznej oraz biotechnologicznej

# Sterylizatory parowe serii AZTECA A

Przeznaczone do sterylizacji opakowanego lub nieopakowanego asortymentu, takiego jak narzędzia chirurgiczne, tkaniny, naczynia, wyroby gumowe oraz wykonane z innego stabilnego termicznie i odpornego na wilgoć materiału. Posiadają prostopadłościenną komorę wykonaną ze stali nierdzewnej 316L. Przód sterylizatora zawiera panel serwisowy. Zaawansowana technologia izolacji, również przyczynia się do zwiększenia wydajności energetycznej urządzenia. System sterowania mikroprocesorowego; technologia Freescale automatycznie kontroluje wszystkie operacje oraz stan techniczny. Urządzenie posiada dotykowy, kolorowy wyświetlacz cyfrowy LCD 5,7", komunikaty, własne oraz zdalne diagnozowanie. Połączenie z komputerem do zewnętrznej dokumentacji oraz wbudowana drukarka, zapewniają niezawodną, bezpieczną i łatwą obsługę



## SPECYFIKACJA:

Model Azteca A Series	A-456	A-501	A-666	A-669	A-6612	A-6615
<b>Wymiary komory (szer x wys x głęb)</b>	500 x 500 x 700mm	500 x 500 x 1000mm	700 x 700 x 700mm	700 x 700 x 1000mm	700 x 700 x 1250mm	700 x 700 x 1500mm
<b>Pojemność komory</b>	175l	250l	340l	490l	610l	740l
	1 STU	1 STU	4 STU	6 STU	8 STU	10 STU
<b>Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)</b>	940 x 1800 x 920mm	940 x 1800 x 1270mm	1116 x 1950 x 940mm	1116 x 1950 x 1270mm	1116 x 1950 x 1520mm	1116 x 1950 x 1770mm
<b>Waga</b>	570kg	685kg	800kg	830kg	1000kg	1200kg
<b>Moc całkowita</b>	bez generatora pary 2kW					
	opcjonalny generator pary	18kW	27kW	27kW	36kW	54kW
<b>Zasilanie</b>	trójfazowe, 400V, 50Hz					
<b>Dostępne programy sterylizacji</b>	szybki 134°C, wsad nieopakowany 134°C, wsad opakowany 134°C, priony 134 °C, wsad porowaty 121°C					
<b>Dostępne programy testowe</b>	test Bowie & Dick / test próżniowy					
<b>Dotykowy wyświetlacz</b>	kolorowy LCD 5,7"					
<b>Drzwi</b>	1 lub 2 pionowe drzwi przesuwne					

### Wypożyczenie standardowe

- Dotykowy kolorowy wyświetlacz
- System recyklingu wody
- Pierścieniowa pompa próżniowa
- Wbudowana drukarka
- Liczne funkcje zabezpieczające

### Wypożyczenie opcjonalne:

- Karta SD z czytnikiem, port USB i Ethernet
- Oprogramowanie HMI PC
- SES 285
- System odwróconej osmozy do kondycjonowania wody, również odpływowej
- Pełna dokumentacja: IQ, PQ, OQ
- Filtr Bio-Hazard
- Generator pary
- Cichy kompresor
- Panele boczne
- Półka stelażowa (wózek wsadowy), kosze (1STU), wózek załadunkowy / rozładunkowy (transportowy)

### Sterylizatory serii Azteca A spełniają następujące normy i standardy:

- CE 0473
- EN 285:2006
- Dyrektywa 93/42/EWG.
- EN 61010-1:01, EN 61010-2-040:05 Wymogi, EN 61326 (Dyrektywa 89/336/EWG), EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Dyrektywa 97/23/EC
- ISO 17665-1:2006
- ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003, EN ISO 14971