

Myjka ultradźwiękowa
SONICA S.A.M.3



Automatyczny system wielofunkcyjny do mycia przyrządów chirurgicznych.

Myjka ultradźwiękowa SONICA S.A.M.3

INNOWACYJNY SYSTEM W POSTACI JEDNEGO WIELOFUNKCYJNEGO URZĄDZENIA BEZPIECZNEGO DLA PACJENTÓW I OPERATORÓW.

Mycie ultradźwiękowe z automatycznym dozowaniem detergentu/płynu dezynfekującego, wielokrotnymi cyklami płukania wraz z doprowadzeniem wody, obróbką termiczną w temperaturze 85°C lub 93°C, cyklem suszenia i rejestracją USB dowolnych cykli mycia przyrządów chirurgicznych. Realizację wszystkich tych funkcji zapewnia jedno urządzenie.



Etapy cyklu



1. Automatyczny dopływ wody
2. Automatyczne dozowanie detergentu/płynu dezynfekującego
3. Podgrzewanie płynu myjącego
4. Mycie ultradźwiękowe z wykorzystaniem ultradźwiękowego systemu kawitacyjnego.
5. Spust płynu z wykorzystaniem pompy spustowej
6. Innowacyjne i wielokrotne cykle płukania z nowym układem zasilania w wodę
7. Doprowadzenie wody i jej podgrzewanie do 85°C lub 93°C
8. Innowacyjny system termo-suszenia
9. Spust płynu z wykorzystaniem pompy spustowej
10. Zakończenie cyklu

Innowacyjny system SONICA S.A.M 3 jest sterowany przez 32 bitowy mikroprocesor i każda faza mycia narzędzi może zostać ustawiona przez użytkownika z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza LCD.

Specyfikacje techniczne:

Model	Wymiary zbiornika (mm)	Pojemność (litr)	Pojemność wsadu (litr)	Wymiary zewnętrzne (mm)	Moc z grzaniem (W)	Pamięć USB	Raporty z podpisem cyfrowym (Pamięć USB)	Kod produktu
SONICA S.A.M.3 Basic	300x240x150	9,5	7,5	405x540x510	1600	nie	nie	090.024.0001
SONICA S.A.M. 3L	300x240x150	9,5	7,5	405x540x510	1600	tak	nie	090.024.0002

ver.0.1 02-10-2014r