

## TEI SYSTEM

Zintegrowana terapia, rewolucyjne połączenie i wykorzystanie dwóch typów terapii: IR (termoterapia) oraz elektrostymulacji.



**Nowe pasy do elektrostymulacji i IR gwarantują łatwość zastosowania i dużą skuteczność dzięki szerokiej gamie rozmiarów oraz doskonałej elastyczności.**

### **Obły design oraz technologiczna ewolucja TEI SYSTEM:**

- 18 typów prądów składających się na 21 różnych programów
- Duża ilość elektrod (10) umożliwia kompleksową terapię na całym ciele
- Elastyczne elektrody umożliwiają łatwą aplikację oraz idealne dopasowanie do ciała klienta
- Graficzne przedstawienie działania prądów umożliwia łatwą kontrolę działania programów
- Wytrzymałe pasy utrzymujące elektrody w idealnym połączeniu z ciałem - łatwe i szybkie w zastosowaniu
- Wzmocnienie przepływu prądu wpływające z procesu pocenia się
- Efekt lipolityczny od 1-3,5 cm


**Nowe elastyczne elektrody o zróżnicowanych powierzchniach umożliwiają idealne dopasowanie się do ciała klientów. Elektroda: 35W, 25W, 15W, 4W**



**Zintegrowany system termostymulacji:**

Umożliwia połączenie działania termoterapii oraz elektrostymulacji i uzyskanie dotychczas nieosiągalnych zastosowań:

- Zredukowane do minimum odczuwanie prądów
- Lokalne pobudzenie działania układu krążenia i limfatycznego
- Stymulacja drenażu
- Relaks
- Możliwość dynamicznego oraz statycznego używania termoterapii
- Wzrost przemiany metabolicznej

**Jak działa Tei System?**

Tei System to połączenie dwóch podstawowych profesjonalnych zabiegów: działanie krótkiej podczerwieni i elektrostymulacji. Dzięki podczerwieni adipocyty, znajdujące się w tkance tłuszczowej zostają rozgrzane i upłynnione, elektrostymulacja natomiast, wykorzystując różnego typu prądy, usuwa metabolity.

**Programy** zostały skonstruowane, dzięki długoletnim badaniom, na podstawie najczęściej pojawiających się problemów, tak aby jak najszybciej i najskuteczniej je likwidować.

**elecpol**

ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań,  
tel.: 61 825 60 50, fax: 61 825 61 52  
e-mail: biuro@elecpol.pl



Naukowcy Rös`s zaprogramowali w pamięci Tei system 21 programów:

1. Lekki cellulitu
2. Twardy cellulitu (zwłókniałe tkanki)
3. Obrzękowy cellulit
4. Ujędrnianie
5. Intensywne ujędrnianie
6. Po ciąży
7. Nadwaga
8. Lokalne zwiększenie tkanki tłuszczowej
9. Cyrkulacja
10. Drenaż limfatyczny
11. Redukcja tkanki tłuszczowej
12. Kształtowanie sylwetki
13. Orzeźwienie, pobudzenie
14. Relaks
15. TENS
16. Lipoliza
17. Gimnastyka pasywna
18. Uspakajająca gimnastyka pasywna
19. Sekwencyjne wzmacnianie
20. Lipo-drenaż
21. Rzeźbienie mięśni torsu

Dane techniczne:

Wymiary	Szerokość	490 mm
	Wysokość	1,000 mm
	głębokość	490 mm
Waga	34 kg	
Pobór mocy	290 W	

