

# ELEKPRESS

## Unikalne połączenie masażu pneumatycznego i elektrostymulacji

Zawsze wierny swojej filozofii Rös's uprzedza potrzeby ekspertów piękności i dobrego samopoczucia przedstawiając światu swoje wyjątkowe wynalazki. Zespołowi konsultantów udało się połączyć dwa klasyczne zabiegi estetyczne: masaż pneumatyczny i elektrostymulację łącząc ją w jedną technikę która jest zarówno pionierska jak i rewolucyjna: PRESOSTYMULACJA. Enric Castells, technik specjalista w terapii masażem i techniczni konsultanci Ros's odkryli, wyselekcjonowali i opracowali optymalne parametry zabiegowe dla presoelektroterapii.



### Zasada działania?

ELEKPRESS idealnie łączy dwa klasycznie stosowane w kosmetyce rodzaje zabiegów: masaż pneumatyczny oraz stymulację.

Specjaliści opracowali i dokładnie dobrali parametry, które w sposób szczegółowy i drobiazgowy odzwierciedlają masaż manualny. W aparacie tym istnieje możliwość stosowania automatycznego dopasowania minimalnej presoterapii z optymalnym kontaktem pasów do elektrostymulacji. Drugą istniejącą opcją jest zastosowanie tylko presoterapii bez elektrostymulacji.

### PRESOMASAŻ:

- 24 komory kompresujące w spodniach, które są rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi i na pasie biodrowym.
- 22 komory kompresujące w kurtce rozmieszczone w rękawach, wzdłuż kręgosłupa i na barkach.

### ELEKTROSTYMULACJA:

- 8 przewodzących pasów do elektrostymulacji wbudowanych w spodnie, 6 pasów przewodzących w kurtce
- 11 typów różnych prądów

### Parametry:

- 23 programy dla kończyny dolnej
- 22 programy dla kończyny górnej
- Kompleksowa terapia ciała (presostymulacja), naprzemienna „spodnie”, „kurtka”
- Możliwość wyłączenia komór powietrza i idealne dopasowanie stymulacji i obszarów jej działania do potrzeb klienta. Funkcja ta umożliwia działanie całościowe oraz lokalne.
- Inteligentny test ciśnienia



Grupy dolegliwości, które możemy eliminować i minimalizować dzięki ELEKPRESS:

- Celullit
- Otyłość
- Problemy krążeniowe (tylko na kończynach dolnych)
- Obrzęki i opuchlizny
- Menopauza
- Zwiotczenie mięśni
- Bóle
- Ogólne zmęczenie ( posiada działanie odprężająco-relaksujące)

Jest to tylko kosmetyczny wpływ zabiegów i urządzenie nie mogą być stosowane w rehabilitacji.



**Wpływ presostymulacji na organizm:**Układ krążenia:

Masaż uciskowy połączony z elektrostymulacją usprawnia działanie układu krążenia i ułatwia usuwanie toksyn. Ten typ masażu jest bardzo zbliżony do naturalnego drenażu manualnego co sprawia, że jego działanie usprawnia odpływ chłonki i przyspiesza uczucie odprężenia.

Układ limfatyczny:

Przyspiesza on działanie układu limfatycznego, co sprawia, że znacznie poprawia on działanie układu odpornościowego.

Mięśnie:

Powoduje wzrost napięcia mięśni oraz stawów. Dzięki połączeniu tych dwóch technik otrzymujemy podwójne korzyści: modelowanie mięśni oraz ich odprężenie i ogólne poczucie relaksu.

Układ pokarmowy:

Rozluźnienie mięśni i usprawnienie działania układu pokarmowego.

Skóra:

Usprawnienie działania układu krążenia ma niezwykle duże znaczenie dla wyglądu skóry. Większy i sprawniejszy przepływ krwi prowadzi do zwiększonego dostarczania tlenu oraz minerałów do komórek, przez co skóra wygląda zdrowo.

Dane techniczne:

Wymiary	Wysokość	1 500 mm
	Szerokość	420 mm
	Głębokość	360 mm
Waga	40 kg	
Moc	230 V	
Max. ciśnienie w komorach	99 mm Hg	
Ilość rodzajów prądu	11	
Ilość elektrod	kurtka 6	
	spodnie 8	
Ilość komór powietrznych	kurtka 22	
	spodnie 24	

